

Temperatur als Parameter zur Verbesserung des Massentransfers und der Auflösung von Oligonukleotiden mit der Ionenpaar-Reversed-Phase HPLC

Säule: PLRP-S 100Å
PL1512-1300
4,6 x 50 mm, 3 µm


Mobile Phase: A: 100 mM TEAA
B: 100 mM TEAA in 25 % ACN

Gradient: 5 % Änderung in Pufferlösung B über 5 min

Flussrate: 1,0 mL/min

Temperatur: 35 °C, 60 °C oder 80 °C

Detektor: UV, 254 nm



Trennung von hydrophilem Purin/Pyrimidin


Säule: ZORBAX SB-Aq
883975-914
4,6 x 150 mm, 5 µm

Mobile Phase: 50 mM NaOAc, pH 4,6

Flussrate: 2,0 mL/min

Temperatur: 35 °C

Detektor: UV, 254 nm



Suchen Sie in einer umfassenden Liste von Chromatogrammen nach bestimmten Substanzen. Die Online-Chromatogrammbibliothek von Agilent finden Sie unter: www.agilent.com/chem/library