



LÖSUNGSMITTEL & CHEMIKALIEN FÜR DIE HPLC UND UHPLC

- ❖ Top Qualität
- ❖ Top Preise
- ❖ Schnell lieferbar

Honeywell | **Fluka** | **Honeywell** | Riedel-de Haën®



**PanReac
AppliChem**
ITW Reagents



Unser Versprechen:

- › **TOP QUALITÄT** – Analysen - Zertifikat auf Anfrage verfügbar
- › **TOP PREISE** – ab 150,00€ versandkostenfrei
- › **SOFORT LIEFERBAR** – ab Lager
- › **ALLE QUALITÄTEN** – für HPLC, LC/MS und UHPLC

Empfehlungen bei der Auswahl der Lösungsmittelreinheit

ANWENDUNG	HPLC REAGENTS Gradient Grade und Ultra Gradient Grade Qualität	LC/MS REAGENTS LC/MS Grade Qualität
HPLC – Konventionell	+++	
HPLC – QC/QA	+++	+
HPLC – Forschung	+++	++
LC/MS – QC/QA	++	+++
LC/MS – Forschung	+	+++
LC/MS – Kritische Forschung	+	++
UHPLC – QC/QA	+++	+
UHPLC – Forschung	+++	+

Anmerkungen:

- + geeignet
- ++ vorzugsweise
- +++ ideal

Wählen Sie das richtige Lösungsmittel für Ihre Analyse:

Mit steigender Sensitivität der HPLC-Systeme wird es zunehmend wichtiger, hochreine Lösungsmittel in der HPLC als mobile Phasen einzusetzen. Dem Benutzer stehen dabei verschiedene Reinheitsstufen für die Anwendungen zur Verfügung: u.a. HPLC grade (isocratic grade), Gradient grade und LC-MS grade.

Der richtige Reinheitsgrad (Grade) für Ihre Anwendung hängt von Ihren Anforderungen ab:

ISOKRATISCH/HPLC GRADE

Lösungsmittel für isokratische HPLC. Lieferung nur auf Anfrage.

GRADIENT GRADE

Für UV HPLC und Gradienten Elution in der HPLC und UHPLC. Diese Qualität empfehlen wir in den meisten Fällen, da die Qualität sehr gut ist, um Ihre Prozesse zu verbessern und eine hohe Selektivität sowie reproduzierbare und genaue Ergebnisse zu erzielen.

ULTRA GRADIENT GRADE

Ähnlich wie Gradient Grade nur noch hochwertiger/reiner. Besonders gut für UHPLC-Anwendungen geeignet.

LC/MS

Diese Lösungsmittel eignen sich hervorragend für LC/MS Analysen. Sie sind getestet für den Einsatz in LC/MS Anwendungen mit minimalen Verunreinigungen und sauberen Basislinien.








BESTELLUNGEN RUND UM DIE UHR!

T +49 (0)89 716 77 31-40, F +49 (0)89 716 77 31-41, info@analytics-shop.com

BESUCHEN SIE UNSEREN WEB-SHOP:

WWW.ANALYTICS-SHOP.COM

CHEMIKALIE	REINHEITSGRAD REINHALTSGEHALT/ WASSERGEHALT	HERSTELLER	ART.-NR.	GEBINDEMENGE	LISTENPREIS JE GEBINDE (EUR)	PREIS JE GEBINDE (EUR)
						
Acetonitril	Gradient Grade	J.T.Baker®	JB9012.2500GL	4 x 2,5 Liter	624,00€	114,00€
Acetonitril	Ultra Gradient Grade	J.T.Baker®	JB9017.2500	4 x 2,5 Liter	851,60€	149,00€
Acetonitril	LC/MS Grade	J.T.Baker®	JB9821.2500GL	4 x 2,5 Liter	1.057,60€	209,00€
Methanol	Gradient Grade	J.T.Baker®	JB8402.2500	4 x 2,5 Liter	227,60€	75,00€
Methanol	LC/MS Grade	J.T.Baker®	JB9822.2500GL	4 x 2,5 Liter	311,60€	149,00€
Wasser	Gradient Grade	J.T.Baker®	JB4218.2500	4 x 2,5 Liter	138,40€	69,00€
						
Acetonitril	Gradient Grade	Merck	MC1000302500	4 x 2,5 Liter	848,00€	157,00€
Acetonitril	Hypergrade LC-MS	Merck	MC1000292500	4 x 2,5 Liter	872,00€	215,00€
Methanol	Gradient Grade	Merck	MC1060072500	4 x 2,5 Liter	264,00€	75,00€
Methanol	LC-MS Grade	Merck	MC1060352500	4 x 2,5 Liter	272,00€	132,00€
Wasser	LC-MS Grade	Merck	MC1153332500	4 x 2,5 Liter	137,00€	69,00€
						
Acetonitril	Gradient Grade	Riedel-de Haën	RD34851-4X2.5L	4 x 2,5 Liter	858,00€	111,50€
Acetonitril	LC-MS Grade	Riedel-de Haën	RD34967-4X2.5L	4 x 2,5 Liter	953,00€	172,00€
Methanol	Gradient Grade	Riedel-de Haën	RD34885-4X2.5L	4 x 2,5 Liter	204,00€	71,50€
Methanol	LC-MS Grade	Riedel-de Haën	RD34966-4X2.5L	4 x 2,5 Liter	203,50€	112,00€

Anmerkungen: Weitere Lösungsmittel finden Sie im analytics-shop.com oder auf Anfrage – Sonderpreise bei Palettenabnahme!

Chemikalien für die HPLC von AppliChem



ARTIKEL	ART.-NR.	LISTENPREIS	IHR PREIS
Trifluoressigsäure für die HPLC, 5 ml	AP363317.1604	16,51€	14,00€
Natriumazid zur Analyse, 100g	AP122712.1608	41,30€	35,10€
Triethylamin zur Analyse, 1L	AP123542.1611	70,00€	59,50€
Ammoniak - Lösung 25 % reinst, 1L	AP161129.1611	15,26€	12,99€
Dimethylsulfoxid reinst Ph. Eur., 1L	AP191954.1611	47,40€	40,29€