

Anfrageformular für gepackte GC- Säulen

Folgende Informationen benötigen wir von Ihnen, damit wir Ihnen Ihre gewünschte GC-Säule anbieten können:

(Bitte für jeden Säulentyp ein eigenes Blatt ausfüllen)

1. Anzahl des gewünschten Säulentyps ___ Stück

2. Rohrmaterial:

Edelstahl

INNO-Steel (Silicia-beschichtetes Edelstahlrohr)

sonstiges: _____


3. Abmessungen

Wickeldurchmesser B ist standardmäßig 160 mm; sonst bitte angeben! _____ mm

Säulentyp bitte angeben


A

Der Innendurchmesser ist standardmäßig 2 mm und der Außendurchmesser 1/8"; sonst bitte angeben! ID: _____ und AD: _____



Länge der Säule: _____ m

B



7. Packungsmaterial	____ % Belegung mit _____ auf Trägermaterial _____ Korngröße: _____ mesh
8. Besonderheiten	<input type="checkbox"/> Original-Shimadzu-Anschluß an 1/8"-AD-Säule <input type="checkbox"/> Für Shimadzu Säulen: AD 5 mm x ID 3 mm <input type="checkbox"/> Erweiterung für Injektorseite <input type="checkbox"/> Injektorseite freilassen _____ mm <input type="checkbox"/> Detektorseite freilassen _____ mm <input type="checkbox"/> _____
9. Fittings	<input type="checkbox"/> aus Edelstahl <input type="checkbox"/> aus Messing <input type="checkbox"/> ohne
10. Konditionieren/Testen der bestellten GC-Säule (nur möglich für Edelstahlsäulen)	<input type="checkbox"/> ohne <input type="checkbox"/> Konditionieren <input type="checkbox"/> Testen
11. Bemerkungen oder sonstige Angaben: 	