



# LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE HPLC UND UHPLC

- › **TOP QUALITÄT** – Analysen-Zertifikat verfügbar
- › **TOP PREISE** – ab 150,00 € versandkostenfrei
- › **SOFORT LIEFERBAR** – ab Lager
- › **ALLE QUALITÄTEN** – für HPLC, LC/MS und UHPLC



**Honeywell** | **Fluka** **Honeywell** | Riedel-de Haën® **MERCK**

# Verschlüsse für die sichere Entnahme Ihrer Lösemittel:

Smart Caps sind hochwertige, flexible Anschluss-Systeme, die speziell für den Umgang mit aggressiven, gasbildenden Stoffen entwickelt wurden. Damit erhalten Sie ein sicheres Entnahmesystem für HPLC-Lösemittel. Smart Caps sind mittlerweile unabdingbar für die Erhöhung der Sicherheit im Labor, da der Austritt von Lösemitteln verhindert wird. Außerdem ist keine Kontamination der mobilen Phase aus der Raumluft möglich.

Mit einer individuellen Anzahl an Anschlüssen ausgestattet, eignen sich AIT Smart Caps besonders für Anwendungen in der pharmazeutischen oder chemischen Industrie. Alle Produkte verfügen über GL 45 Gewinde für Flaschen und Behälter von Schott und Duran. Auf Anfrage erhalten Sie auch andere Gewindegrößen bei uns.



Diese Smart Healthy Caps sind eine kostengünstige Alternative zu den Produkten von SCAT Europe.

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	IHR PREIS
<b>Smart Healthy Cap1</b>	1 Anschluss und 1 Air check Ventil	AISHC-1	63,33 €
<b>Smart Healthy Cap2</b>	2 Anschlüsse Ausgang und 1 Air check Ventil	AISHC-2	63,33 €
<b>Smart Healthy Cap3</b>	3 Anschlüsse Ausgang und 1 Air check Ventil	AISHC-3	70,00 €

## Spare Air Check Valve

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	IHR PREIS
Air Check valve	10 Air Check valves	AISHC-SV10	103,33 €
Air Check valve	50 Air Check valves	AISHC-SV50	493,67 €

## Smart Healthy Cap Adapter für andere Gewindegrößen

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	IHR PREIS
<b>Adapter GL40</b>	Adapter GL45 Smartcap auf GL40 Gewinde	AIAD-40-45-T	45,65 €
<b>Adapter GL38</b>	Adapter GL45 Smartcap auf GL38 Gewinde	AIAD-38-45-T	45,65 €
<b>Adapter GL32</b>	Adapter GL45 Smartcap auf GL32 Gewinde	AIAD-32-45-T	45,65 €

# Wählen Sie das richtige Lösungsmittel für Ihre Analyse:

Mit steigender Sensitivität der HPLC-Systeme wird es zunehmend wichtiger, hochreine Lösungsmittel in der HPLC als mobile Phasen einzusetzen. Dem Benutzer stehen dabei verschiedene Reinheitsstufen für die Anwendungen zur Verfügung: u.a. HPLC grade (isocratic grade), Gradient grade und LC-MS grade.

Der richtige Reinheitsgrad (Grade) für Ihre Anwendung hängt von Ihren Anforderungen ab:

## ISOKRATISCH/HPLC GRADE

Lösungsmittel für isokratische HPLC.

## GRADIENT GRADE/CHROMASOLV PLUS

Für UV HPLC und Gradienten Elution in der HPLC und UHPLC. Diese Qualität empfehlen wir in den meisten Fällen, da die Qualität sehr gut ist, um Ihre Prozesse zu verbessern und eine hohe Selektivität sowie reproduzierbare und genaue Ergebnisse zu erzielen.

## ULTRA GRADIENT GRADE

Ähnlich wie Gradient Grade nur noch hochwertiger/reiner. Besonders gut für UHPLC-Anwendungen geeignet.

## LC/MS

Diese Lösungsmittel eignen sich hervorragend für LC/MS Analysen. Sie sind getestet für den Einsatz in LC/MS Anwendungen mit minimalen Verunreinigungen und sauberen Basislinien.





**BESTELLUNGEN RUND UM DIE UHR!**  
**T +49 (0)89 716 77 31-00, F +49 (0)89 716 77 31-11, [info@analytics-shop.com](mailto:info@analytics-shop.com)**  
**BESUCHEN SIE UNSEREN WEB-SHOP:**  
**[WWW.ANALYTICS-SHOP.COM](http://WWW.ANALYTICS-SHOP.COM)**

CHEMIKALIE	REINHEITSGRAD	HERSTELLER	ART.-NR.	GBINDEMENGE	LISTENPREIS JE GEBINDE (EUR)	IHR PREIS JE GEBINDE (EUR)
Acetonitril	Gradient Grade	Merck	MC1000302500	4 x 2,5 Liter	<del>888,00€</del>	160,64 €
Acetonitril	Hypergrade LC-MS	Merck	MC1000292500	4 x 2,5 Liter	<del>912,00€</del>	219,79 €
Methanol	Gradient Grade	Merck	MC1060072500	4 x 2,5 Liter	<del>276,00€</del>	76,67 €
Methanol	LC-MS Grade	Merck	MC1060352500	4 x 2,5 Liter	<del>284,00€</del>	134,84 €
Wasser	LC-MS Grade	Merck	MC1153332500	4 x 2,5 Liter	<del>143,00€</del>	70,48 €

**Honeywell** | Riedel-de Haën®

Acetonitril	Gradient Grade	Riedel-de Haën	RD34851-4X2.5L	4 x 2,5 Liter	<del>906,72€</del>	114,61 €
Acetonitril	LC-MS Grade	Riedel-de Haën	RD34967-4X2.5L	4 x 2,5 Liter	<del>985,68€</del>	174,96 €
Methanol	Gradient Grade	Riedel-de Haën	RD34885-4X2.5L	4 x 2,5 Liter	<del>215,58€</del>	74,40 €
Methanol	LC-MS Grade	Riedel-de Haën	RD34966-4X2.5L	4 x 2,5 Liter	<del>210,48€</del>	113,91 €
Wasser	CHROMASOLV Plus	Riedel-de Haën	RD34877-4X2.5L	4 x 2,5 Liter	<del>148,42€</del>	72,73 €
2-Propanol	LC-MS grade	Riedel-de Haën	RD34965-4X2.5L	4 x 2,5 Liter	<del>259,09€</del>	152,86 €
Aceton	HPLC, ≥99,8%	Riedel-de Haën	RD34850-4X2.5L	4 x 2,5 Liter	<del>303,05 €</del>	103,04 €
Cyclohexan	HPLC, ≥99,7%	Riedel-de Haën	RD34855-4X2.5L	4 x 2,5 Liter	<del>711,59 €</del>	192,13 €
Dichloromethan	HPLC, ≥99,8%	Riedel-de Haën	RD34856-4X2.5L	4 x 2,5 Liter	<del>434,40 €</del>	112,94 €
Ethylacetat	HPLC, ≥99,7%	Riedel-de Haën	RD34858-4X2.5L	4 x 2,5 Liter	<del>344,42 €</del>	151,54 €
Hexan	HPLC, ≥97,0%	Riedel-de Haën	RD34859-4X2.5L	4 x 2,5 Liter	<del>682,63 €</del>	143,35 €
Tetrahydrofuran	HPLC, ≥99,9%	Riedel-de Haën	RD34865-4X2.5L	4 x 2,5 Liter	<del>1.080,84 €</del>	151,32 €
Toluol / Toluene	HPLC, 99,9%	Riedel-de Haën	RD34866-4X2.5L	4 x 2,5 Liter	<del>493,36 €</del>	148,01 €
Heptan	HPLC, ≥99,0%	Riedel-de Haën	RD34873-4X2.5L	4 x 2,5 Liter	<del>833,63 €</del>	233,42 €
Pentan	HPLC, ≥99,0%	Riedel-de Haën	RD34956-4X2.5L	4 x 2,5 Liter	<del>419,92 €</del>	188,96 €

**Anmerkungen:** Weitere Lösungsmittel finden Sie im [analytics-shop.com](http://analytics-shop.com) oder auf Anfrage – Sonderpreise bei Palettenabnahme!