



SONDERANGEBOTE FÜR DIE MIKROBIOLOGIE 2022

- Nährmedien
- Hygienekontrolle
- Kulturenzucht und Bebrütung
- Wasseranalyse
- Verbrauchsmaterialien für die Mikrobiologie



Mikrobiologie-Produkte von Merck

Merck ist einer der führenden Anbieter von hochwertigen und innovativen Produkten für die Mikrobiologie. Zum umfassenden Angebot zählen Nährmedien in zahlreichen Formaten, Formulierungen und Größen, darunter flüssige Fertignährmedien und Fertignährböden (Agar) sowie Trockennährmedien in staubarmer Granulatform.



ART.-NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	MENGE	LISTENPREIS	IHR PREIS
MC1116990500	Clostridien-Differential-Bouillon (DRCM) für die Mikrobiologie	500 g	230,00 €	131,42 €
MC1054110500	Clostridien-Nährboden (RCM) für die Mikrobiologie (According harm. EP/USP/JP)	500 g	226,00 €	158,99 €
MC1008500500	Coliformen Agar ES (Enhanced Selectivity) für die Mikrobiologie Chromocult	500 g	703,00 €	548,20 €
MC1104260500	Coliformen-Agar für die Mikrobiologie Chromocult	500 g	730,00 €	358,21 €
MC1161220500	Chromocult TBX (Tryptone Bile X-glucuronide) Agar	500 g	653,00 €	391,80 €
MC1072285000	Peptonwasser (gepuffert), nach ISO 6579 für die Mikrobiologie	5.000 g	1.380,00 €	441,19 €
MC1072280500	Peptonwasser (gepuffert), nach ISO 6579 für die Mikrobiologie	500 g	148,00 €	133,20 €
MC1054490500	Würze-Bouillon (Basis) für die Mikrobiologie	500 g	154,00 €	115,50 €
MC1106900500	DEV Lactose-Pepton-Bouillon für die Mikrobiologie	500 g	259,00 €	161,31 €
MC1114710500	DEV-Nähragar für die Mikrobiologie	500 g	269,00 €	131,51 €
MC1054630500	Plate-Count-Agar Caseinpepton-Glucose-Hefeextrakt-Agar für die Mikrobiologie	500 g	239,00 €	119,50 €
MC1153380500	Plate-Count-Magermilch-Agar für die Mikrobiologie	500 g	241,00 €	130,12 €
MC1102750500	VRBD-Agar Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar nach MOSSEL	500 g	220,00 €	68,40 €
MC1160000500	YGC-Agar Hefeextrakt-Glucose-Chloramphenicol-Agar FIL-IDF für die Mikrobiologie	500 g	179,00 €	61,18 €
MC1108600500	Glucose-Caseinpepton-Agar für die Mikrobiologie	500 g	194,00 €	174,60 €
MC1054060500	Staphylokokken-Selektivagar nach BAIRD-PARKER (Basis)	500 g	391,00 €	195,50 €
MC1155250001	RINGER-Tabletten zur Herstellung von RINGER-Lösung	100 Tabs	46,80 €	31,73 €
MC1001810002	Oxidase zum Nachweis von Cytochromoxidase in Mikroorganismen Bactident®	50 Streifen	36,50 €	32,85 €

Mikrobiologie-Produkte von Oxoid™

Oxoid™ ist eine Marke von Thermo Scientific und führend auf dem Gebiet **mikrobiologischer Nährmedien und anderer diagnostischer Produkte**. Eine Vielzahl von Produkten, wie Fertignährböden in Petrischalen, Kulturmedien oder Flaschen und Beutel, unterstützen sowohl im klinischen als auch industriellen Bereich Schnellmethoden und effiziente Arbeitsabläufe. Als autorisierter Fachhändler von Thermo Scientific bieten wir Ihnen alle mikrobiologischen Produkte von Oxoid™ günstig und mit kurzen Lieferzeiten an.



Thermo
SCIENTIFIC

Autorisierter Händler

ART.-NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	MENGE	LISTENPREIS	IHR PREIS
OXSR0099E	Oxid Bacillus Cereus, Selektiv-Ergänzungstoff, 10 Röhrchen (für 500 ml Nährboden), Haltbarkeit: 730 Tage	10 Röhrchen	115,40 €	88,12 €
OXPO5132A	Pseudomonas CFC Selektivnährboden, 90 mm Platte, Nährboden 20-80/100-500/>500	10 Platten	13,50 €	11,09 €
OXSR0103E	Pseudomonas-C-F-C Selektiv Supplement für 500 ml	10 Röhrchen	84,90 €	66,04 €
OXSR0230E	Brilliance Bacillus cereus Selektives Supplement, für 500 ml Nährboden	10 Röhrchen	113,80 €	96,63 €
OXPO5024C	Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar Abklatschplatte mit Enthemmer	10 Platten	16,90 €	13,65 €
OXPO5012A	Trypton-Soja-Agar, 90 mm Platte	10 Stück	12,20 €	11,59 €
OXPO5055A	Malzextrakt-Agar, 90 mm Fertigplatte	10 Platten	14,20 €	13,49 €
OXPO5079C	Abklatschplatte Malzextrakt	10 Platten	16,90 €	16,06 €
OXPO5088A	Dichloran Glycerol 18 % (DG18) (ISO) Agar, 90 mm Platte	10 Platten	17,60 €	15,84 €
OXPO5313C	DG18-Chloramphenicol + Tetracyclin-Abklatsch-Platten	10 Platten	15,80 €	14,22 €

Hygienekontrolle auf Oberflächen und in der Luft

Hier finden Sie Dip Slides, Abklatschplatten und weitere Produkte für mikrobiologische Schnelltests.

Dip Slides (Eintauchnährböden) sind einfach in der Anwendung, günstig und geeignet zur mikrobiologischen Hygienekontrolle auf Oberflächen sowie in Lösungen. Jeder Dip Slide hat zwei mit Agar basiertem Nährmedium beschichtete Seiten. Diese beiden Seiten können zwei verschiedene Medien tragen, wodurch doppelt so viel Information in Bezug auf mikrobielle Kontamination von einem einzigen Träger erhalten werden kann.

Zur Zählung von Keimen aus der Luft eignet sich der beliebte **MAS-100 Eco Luftkeimsammler** von Merck. Hier werden Petrischalen eingelegt, auf die Luftproben gesogen werden.

Das **HY-Lite Testsystem** von Merck misst den ATP-Gehalt (Adenosin-Tri-Phosphat).



ART.-NR.	HERSTELLER	ARTIKELBESCHREIBUNG	MENGE (STÜCK)	LISTENPREIS	IHR PREIS
OXGFD06A	Oxoid	Dip Slide Plate-Count-Agar/VRBD-Agar	10	27,10 €	18,83 €
OXGFD07A	Oxoid	Dip Slide Plate-Count-Agar/Plate Count	10	27,40 €	19,42 €
SM70000724	Schülke und Mayr	Mikrocount Duo Test, Agar Eintauchnährboden, zur kombinierten Ermittlung der Gesamtkeimzahl und zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen, inaktiviert dabei evtl. vorhandene Rückstände von Desinfektionsmitteln.	20	67,78 €	50,84 €
MC1021390001	Merck	Dip Slide Envirocheck Contact YM(R), Hefen und Schimmelpilze	10	32,00 €	16,00 €
MC1021490001	Merck	Dip Slide Envirocheck Contact TVC, Gesamtkeimzahl	10	32,00 €	17,60 €
MC1021360001	Merck	Dip Slide Envirocheck Contact C, Gesamtcoliforme/E.coli	10	32,00 €	27,20 €
MC1021370001	Merck	Dip Slide Envirocheck Contact E, Plate Count/VRBD	10	32,00 €	27,20 €
MC1007780001	Merck	Cult Dip Combi	10	48,90 €	41,57 €
MC1092270001	Merck	MAS-100 Eco Luftkeimsammler für die Lebensmittelindustrie, günstig, klein und leicht zur Luftüberwachung im Food & Beverage-Bereich	1	5.840,00 €	4.524,83 €
MC1301010021	Merck	Nachfüllpackung HY-Lite Pens und Abstrichtupfer zur Oberflächenkontrolle	100	648,00 €	346,16 €
MC1301020021	Merck	Nachfüllpackung HY-Lite Sampling Pens	50	285,00 €	147,60 €

Kulturenzucht und Bebrütung

Die **Anaeroben-Behälter** von Dinkelberg analytics eignen sich sehr gut für die Anreicherung von anaeroben, mikroaerophilen oder CO₂-abhängigen Organismen unter sauerstofffreien Bedingungen. Die Anaerobenbehälter verfügen über ein herausnehmbares Stativ für die Begasung von Flaschen und Nährböden. Die anaerobe Umgebung kann durch die Beigabe von Beuteln oder durch den Anschluss an die Gasleitung (notwendig: das Begasungsset) erzeugt werden.



Die universell einsetzbaren **Wärmeschränke** von Memmert dienen dem Bebrüten von Nährmedien.

ART.-NR.	HERSTELLER	ARTIKELBESCHREIBUNG	MENGE	LISTENPREIS	IHR PREIS
DIAB10003	Dinkelberg analytics	Anaeroben-Behälter groß, aus PVC Klarglas, inkl. herausnehmbarem Stativ für 16 Einmalpetrischalen mit 10 mm Ø oder 54 mit 60 mm Ø	1 Stück	612,31 €	422,68 €
DIAB10001	Dinkelberg analytics	Anaeroben-Behälter, klein, 3,8 Liter, PVC, inkl. herausnehmbarem Stativ und Deckel	1 Stück	483,69 €	435,32 €
DIAB10004	Dinkelberg analytics	Begasungs-Set mit einem Manometer und zwei Absperrventilen für Dinkelberg Anaeroben-Behälter aus PVC klar	1 Stück	180,00 €	154,10 €
ST16671	Sartorius	Behälter für anaerobe Bebrütung	1 Stück	584,00 €	525,60 €
OXAN0035A	Oxoid	AnaeroGen 3,5-L-Beutel, anaerobes Atmosphärenerezeugungssystem, geeignet für Anaerobenbehälter mit 2-3 L Volumen, Haltbarkeit: 610 Tage	10 Beutel	39,30 €	33,53 €
OXAN0025A	Oxoid	AnaeroGen 2,5-L-Beutel, anaerobes Atmosphärenerezeugungssystem, geeignet für Anaerobenbehälter mit 3-4 L Volumen, Haltbarkeit: 610 Tage	10 Beutel	39,00 €	35,10 €
MC1138290001	Merck	Anaerocult A für die Mikrobiologie (Reagenz zur Erzeugung eines anaeroben Milieus im Anaerobentopf) für 2,5L	10 Beutel	42,12 €	21,90 €
MC1323710001	Merck	Anaerotest für die Mikrobiologie	50 Tests	40,00 €	36,00 €
BD900150	Bode	Wärmeschrank (für BODE Dip Slides), Test-Kit	1 Stück	220,61 €	209,58 €
MMUN55	Memmert	Universalwärmeschrank UN55, 53 L Volumen, Single Display, 30 °C bis 300 °C	1 Stück	1.233,00 €	1.109,70 €
MMUF110	Memmert	Universalwärmeschrank UF110, 108 L Volumen, Single Display, 30 °C bis 300 °C, Forcierte Umluft, mit 2 Gitterrosten	1 Stück	2.107,00 €	1.896,30 €
MMUN30	Memmert	Wärmeschrank UN30, natürliche Konvektion, Single Display, 32 L Volumen, inkl. Rost	1 Stück	1.064,00 €	957,60 €
DIET392420v15	Dinkelberg analytics	Wasserbad Ecotherm aus PP, 19 L Volumen, mit Timer	1 Stück	1.213,43 €	1.016,00 €

Produkte für die Wasseranalyse

Die Analysemethoden zur Wasseraufbereitung, Keimzählung und Identifizierung von Inhaltsstoffen erfordern höchste Qualitätsstandards. Die Wassertest-Kits von IDEXX bieten Anwendern eine ideale Möglichkeit, reproduzierbare Testergebnisse zu erhalten.

Das Colilert 18 Testkit von IDEXX dient zum Nachweis und zur Quantifizierung von Coliformen oder E.coli in Trink- und Quellwasser. Der 24-Stunden-Test ist einfach in der Handhabung, da er durch seine Einzelverpackung keine Zubereitungsschritte erfordert. Des Weiteren überzeugt er mit einer langen Haltbarkeit von bis zu einem Jahr.



Der Wassertest Enterolert quantifiziert und erkennt Enterokokken binnen 24 Stunden nach Anwendung. Er erfordert kein Vorbereiten von Nährmedien oder Autoklavieren und liefert innerhalb eines Tages genaue Ergebnisse – so kann im Labor sowie im öffentlichen Raum nach einer Kontamination schnell gehandelt werden.

ART.-NR.	HERSTELLER	ARTIKELBESCHREIBUNG	MENGE	IHR PREIS
IX982137300	Idexx	Colilert 18, für 100 ml Proben. Gleichzeitiger Nachweis oder die gleichzeitige Quantifizierung von Gesamtcoliformen und E. coli.	200 Tests	1.191,00 €
IX982137500	Idexx	Enterolert, für 100 ml Proben. 24-Stunden-Nachweis von Enterokokken in Nicht-Trinkwasser.	200 Tests	1.101,00 €
IX981807200	Idexx	Enterolert-DW für 100 ml Proben. Nachweis von Enterokokken in Trinkwasser (DW=drinking water).	20 Tests	159,00 €
IX980616100	Idexx	Mit Schrumpfband umwickelte 120-ml-Gefäße mit Entschäumer, ohne Natriumthiosulfat	200 Stück	154,00 €
IX982137800	Idexx	Quanti-Trays, 51-Well Platte, steril. Einfache, schnelle und präzise Zählungen von Coliformen, E.coli, Enterokokken und Pseudomonas aeruginosa.	100 Trays	112,25 €

Membranfilter und Analysenkoffer

ART.-NR.	HERSTELLER	ARTIKELBESCHREIBUNG	MENGE (STÜCK)	LISTENPREIS	IHR PREIS
ST13906-47-ACN	Sartorius	Membranfilter, rund, CN, 47 mm, 0,45 µm, Gitternetz weiß-grün	100	129,00 €	96,75 €
ST11306-50-N	Sartorius	Membranfilter, rund, CN, 50 mm, 0,45 µm, ohne Gitternetz	100	115,00 €	86,25 €
ST13906-50-ACN	Sartorius	Membranfilter, rund, CN, 50 mm, 0,45 µm, weiß-grün, steril	100	131,00 €	98,25 €
MN919214	Macherey-Nagel	NANOCOLOR Analysenkoffer PF-12 Plus	1	1.265,00 €	1.138,50 €

Verbrauchsmaterial für die Mikrobiologie

Hier finden Sie eine kleine Auswahl der gebräuchlichsten Verbrauchsmaterialien für die Mikrobiologie, darunter Petrischalen, Impfösen, Kanülen, Reagenzgläser u. v. m.



ART.-NR.	HERSTELLER	ARTIKELBESCHREIBUNG	MENGE (STÜCK)	LISTENPREIS	IHR PREIS
GB633180	Greiner Bio-One	Petrischalen mit Nocken, 94 x 16 mm, produktionssteril, 24 Beutel je 20 Stück, Mindestabgabe 8 Packungen	480	86,55 €	42,52 €
BR701611	Brand	Parafilm M Verschlussfolie, Breite 50 mm, Länge 75 m	1	36,85 €	26,00 €
GB731170	Greiner Bio-One	Einmalimpföse aus Kunststoff PS 10 µl, steril, blau, 200 mm Länge, 40 Beutel je 50 Stück	2.000	181,51 €	78,43 €
AA302020	Altmann Analytik	Einmalspritzen 10 ml, Luer-Ansatz, einzeln steril verpackt, DEHP-frei, PVC-frei, latexfrei	100	18,80 €	17,86 €
AAA302030	Altmann Analytik	Einmalspritze 20 ml, Luer-Ansatz, exzentrisch	100	16,89 €	16,05 €
DILÖ5112800	Dinkelberg analytics	Einmal-Reagenzgläser, Kulturröhrchen, Rundboden glatter Rand, AR-Klarglas, spannungsfrei, Ø 12 mm, Länge 140 mm	240	33,99 €	30,00 €
DILÖ5111700	Dinkelberg analytics	Durham-Röhrchen aus Sodaglas, 40 x 8 x 0,7 mm	100	12,36 €	9,60 €
GOPAS3-00	Gosselin	Pasteurpipetten PE, Graduierung, 3 ml, Teilung 0,5 ml	500	20,61 €	12,91 €
GO357776	Gosselin	Serologische Einmalpipette 1 ml, PS, graduiert, Gelb	1.000	180,74 €	97,53 €
GO3577783	Gosselin	Serologische Einmalpipette 10 ml, PS, graduiert, steril, Orange, weite Öffnung	500	152,02 €	94,83 €
SE5112004	Dinkelberg analytics	Demeterverdünnungspipette Glas, mit 4 Marken bei 1,0/2,0/2,1/2,2 ml	1	9,95 €	8,96 €
SE5112004/W	Dinkelberg analytics	Demeterverdünnungspipette Glas, mit 4 Marken bei 1,0/2,0/2,1/2,2 ml, mit weitem Auslauf	1	9,90 €	7,04 €
GB421161	Greiner Bio-One	Abstrichbesteck, PS, mit Wattetupfer aus Baumwolle, 16 x 152 mm, steril	1.000	376,09 €	188,05 €
HZ1020001	Dinkelberg analytics	Abstrichbestecke ohne Medium, Holz, steril, mit Baumwollkopf, Etikett	100	27,00 €	21,39 €
KO60617	Korff AG	Alufolie zur Trockenmassebestimmung, 150 x 190 mm, Stärke 0,015 mm, mit Seidenpapierzwischenlage	1.000	76,52 €	72,69 €
GOSBA1423-01	Gosselin	Probenbeutel 140 x 229 mm, 650 ml	500	454,06 €	233,39 €
KL9570057	Dinkelberg analytics	Stomacherbeutel für Stomacher 400 Classic, steril, ohne Filter	500	56,96 €	48,41 €



BESTELLUNGEN RUND UM DIE UHR IM WEB-SHOP


www.analytics-shop.com

HABEN SIE FRAGEN ZU PRODUKTEN ODER BESTELLUNGEN?

T +49 89 7167731-00, F +49 89 7167731-11, info@analytics-shop.com

Alle Marken aus einer Hand

Wir beliefern Sie mit Produkten für die Mikrobiologie der führenden Hersteller, u. a.



Alle Produkte für die Mikrobiologie

mit 2 % Extra-Rabatt online bestellen

		
Geräte	Fertignährmedien	Trockennährmedien
		
Mikrobiologische Tests	Petrischalen	Verbrauchsmaterialien