

PALL ACRODISC SPRITZENVORSATZFILTER

- ❖ Top Qualität
- ❖ Sonderpreise mit bis zu 25% Rabatt
- ❖ Kompetente Beratung & kurze Lieferzeiten

BIS ZU
25 %
RABATT

Acrodisc Filter

Hier ist lediglich ein kleiner Auszug unserer Pall Acrodisc Filter aufgelistet. Weitere finden Sie unter www.analytix-shop.com oder können telefonisch bei uns bestellt werden. Für sämtliche Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Acrodisc **GHP** Membran: hydrophile propylene Membran, geeignet für wässrige, kohlenstoffhaltige Substanzen; sehr resistent gegenüber Lösemittel. Acrodisc **Nylon** Membran: hydrophile Nylon Membran, geeignet für organische/wässrige mittelpolare Flüssigkeiten; beständig gegen viele organische Lösemittel. Acrodisc **Glasfaser** Membran: kann als Vorfilter verwendet werden, für Lösungen mit hohem Schwebstoffanteil oder hoher Viskosität. Acrodisc **PVDF** Membran: hydrophile Membran, für polare und unpolare Lösungen geeignet. Ideal zum Einsatz in der HPLC, ungeeignet für rein wässrige Lösungen.



ACRODISC GLASFASER	
Porengröße:	1µm
Durchmesser:	25mm
Artikelnr.	4529PALL
Verpackungseinheit:	1000 Stück/Pak
Preis	1488,00€ (1860,00€)
	Sie sparen 20 % auf den Listenpreis



ACRODISC GHP	
Porengröße:	0,45µm
Durchmesser:	25mm
Artikelnr.	4562Pall
Verpackungseinheit:	1000 Stück/Pak
Preis	1680,00€ (2240,00€)
	Sie sparen 25 % auf den Listenpreis



ACRODISC NYLON (PA)	
Porengröße:	0,45µm
Durchmesser:	25mm
Artikelnr.	4502Pall
Verpackungseinheit:	1000 Stück/Pak
Preis	1680,00€ (2240,00€)
	Sie sparen 25 % auf den Listenpreis



ACRODISC NYLON (PA)	
Porengröße:	0,45µm
Durchmesser:	25mm
Artikelnr.	4438Pall
Verpackungseinheit:	50 Stück/Pak
Preis	144,75€ (193,00€)
	Sie sparen 25 % auf den Listenpreis



ACRODISC GLASFASER	
Porengröße:	1µm
Durchmesser:	25mm
Artikelnr.	4523PALL
Verpackungseinheit:	50 Stück/Pak
Preis	92,70€ (103,00€)
	Sie sparen 10 % auf den Listenpreis



ACRODISC GHP	
Porengröße:	0,20µm
Durchmesser:	13mm
Artikelnr.	4554Pall
Verpackungseinheit:	100 Stück/Pak
Preis	216,90€ (241,00€)
	Sie sparen 10 % auf den Listenpreis



ACRODISC NYLON (PA)	
Porengröße:	0,20µm
Durchmesser:	25mm
Artikelnr.	4522Pall
Verpackungseinheit:	1000 Stück/Pak
Preis	1680,00€ (2240,00€)
	Sie sparen 25 % auf den Listenpreis



ACRODISC PVDF	
Porengröße:	0,45µm
Durchmesser:	25mm
Artikelnr.	4500Pall
Verpackungseinheit:	1000 Stück/Pak
Preis	1680,00€ (2240,00€)
	Sie sparen 25 % auf den Listenpreis



ACRODISC GLASFASER/GHP	
Porengröße:	GF1µm / GHP0,45µm
Durchmesser:	25mm
Artikelnr.	4559Pall
Verpackungseinheit:	50 Stück/Pak
Preis	163,20€ (204,00€)
	Sie sparen 20 % auf den Listenpreis



ACRODISC GHP	
Porengröße:	0,45µm
Durchmesser:	13mm
Artikelnr.	4563Pall
Verpackungseinheit:	1000 Stück/Pak
Preis	1290,00€ (1720,00€)
	Sie sparen 25 % auf den Listenpreis



ACRODISC PVDF	
Porengröße:	0,20µm
Durchmesser:	25mm
Artikelnr.	4520Pall
Verpackungseinheit:	1000 Stück/Pak
Preis	1680,00€ (2240,00€)
	Sie sparen 25 % auf den Listenpreis



ACRODISC NYLON (PA)/GF	
Porengröße:	0,45µm
Durchmesser:	25mm
Artikelnr.	4528Pall
Verpackungseinheit:	1000 Stück/Pak
Preis	1680,00€ (2240,00€)
	Sie sparen 25 % auf den Listenpreis



ACRODISC GLASFASER/GHP	
Porengröße:	GF1µm / GHP0,45µm
Durchmesser:	25mm
Artikelnr.	4558Pall
Verpackungseinheit:	1000 Stück/Pak
Preis	1680,00€ (2240,00€)
	Sie sparen 25 % auf den Listenpreis



ACRODISC GHP	
Porengröße:	0,20µm
Durchmesser:	25mm
Artikelnr.	4564Pall
Verpackungseinheit:	50 Stück/Pak
Preis	165,60€ (184,00€)
	Sie sparen 10 % auf den Listenpreis



ACRODISC NYLON (PA)	
Porengröße:	0,20µm
Durchmesser:	25mm
Artikelnr.	4436Pall
Verpackungseinheit:	50 Stück/Pak
Preis	173,70€ (193,00€)
	Sie sparen 10 % auf den Listenpreis



ACRODISC GHP	
Porengröße:	0,20µm
Durchmesser:	25mm
Artikelnr.	4566Pall
Verpackungseinheit:	1000 Stück/Pak
Preis	1680,00€ (2240,00€)
	Sie sparen 25 % auf den Listenpreis

AUS UNSEREM PRODUKT-PORTFOLIO

Sie finden über 200.000 Artikel: Chromatographie, Chemikalien und Laborbedarf.


Chromatographie



Chemikalien




Laborbedarf



HPLC-Säulen



Chemikalien für die Milchwirtschaft




Verbrauchsmaterial



GC-Säulen



HPLC-Lösungsmittel



Laborgeräte



ALTMANN ANALYTIK GMBH & CO. KG Rupert-Mayer-Straße 46, 81379 München, Deutschland
T +49 (0)89 72 48 05 90, F +49 (0)89 72 48 05 91, info@analytics-shop.com, www.analytics-shop.com



DER WEB-SHOP FÜR LABOR & ANALYTIK