



Agilent Single Quadrupol LC/MS der Serie 6100, G6140A

Kit zur vorbeugenden Wartung für LC/MS

Das Kit zur vorbeugenden Wartung für LC/MS enthält die am häufigsten erforderlichen Zubehörteile für die meisten LC/MS-Systeme von Agilent. Spezielle Ersatzteile für einzelne Quellen sollten gesondert bestellt werden.

Kit zur vorbeugenden Wartung für LC/MS

Beschreibung	Best.-Nr.
Kit zur vorbeugenden Wartung für LC/MS	5190-1443
Vorpumpenöl (Rotationspumpenöl), Inland 45, 1 L, für E1M18/E2M28	6040-0834
Ölnebel-Filterelement für E2M18	1535-4970
Filterelement, 5 µm, 5 St.	0100-2051
Sprungfeder, abgeschrägt, 4 St.	1460-2571
Großer Kohlenwasserstofffilter, 1/4"-Fittings	BHT-4
Rotordichtung, Vespel, pH 0 bis 10	0100-1855



Vorpumpenöl, 6040-0834



Ölnebelfilterelement für E2M18, 1535-4970

TIPP



Einsparungen bei Bestellaufwand und Kosten dank des LC/MS-Wartungskits! Es enthält das von Agilent-Servicetechnikern empfohlene übliche Zubehör für die vorbeugende Wartung von LC/MS-Plattformen.