

Injektionsventile

Injektionsventile

| Volumen | Passend für | Best.-Nr. | RheBuild-Kit | Rotordichtung Material | Rotor-dichtung | Stator | Stator-Oberteil |
|--|---|-----------|--------------|------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| 2-Positionen/6-Kanal-Injektionsventil, 400 bar | G1313A, G1329A, G1367A/B, 1120 | 0101-0921 | 0101-1257 | Vespel | 0100-1853 | 0100-1850 | 0100-1851 |
| | | | | Tefzel | 0100-1849 | | |
| | | | | PEEK | 0100-2231 | | |
| 2-Positionen/6-Kanal-Mikro-Injektionsventil, 400 bar | G1377A, G1389A | 0101-1050 | | Vespel | 0100-2088 | 0100-2089 | |
| 2-Positionen/6-Kanal-Injektionsventil, 600 bar | G1329B, G1367C SL, G1367D SL Plus, G1367E, 1220 Infinity LC | 0101-1422 | | PEEK | 0101-1416 | 0101-1417 | |
| Dual Loop-Ventil, 10 Anschlüsse, 400 bar | G2258A | 0101-1385 | | Vespel | 0101-2415 | 0101-1390 | |
| 2-Positionen/6-Kanal-MBB-Injektionsventil, 400 bar | G2260A | 0101-1267 | 0101-1268 | PEEK | 0101-1268* | 0100-2195 | |
| Ultra-Hochdruckventil mit 2 Positionen/6 Anschlüssen, 1200 bar | G4226A | 5067-4114 | | Vespel | 5068-0007 | 5068-0006 | |

*Enthält Dichtung und Stator-Oberteil.



Stator für Ultra-Hochdruckventil mit 2 Positionen/6 Kanälen, 1200 bar, 5068-0006