



4-mL-Probenflaschen mit Schraubverschluss

4-mL-Schraubverschluss-Probenflaschen (13 mm) mit Verschlüssen

- 4 mL, 15 x 45 mm
- Exakte Gewinde (13 x 425) für zuverlässige sichere Abdichtung
- Verwendung als Wasch-, Abfall- oder Aufbewahrungsflaschen

4 mL-Schraubverschluss-Probenflaschen aus Glas (13 mm)

Beschreibung	Einheit	Best.-Nr.
Klar	100 St.	5183-4448
Klar mit Beschriftungsfeld	100 St.	5067-0246
Braun	100 St.	5183-4450
Braun mit Beschriftungsfeld	100 St.	5067-0247



Verschlusskappen und Septa für 4 mL-Probenflaschen (13 mm)

Verschlusskappen und Septa für 4 mL-Probenflaschen (13 mm)

Beschreibung	Einheit	Best.-Nr.
Schraubverschlusskappen, schwarz, 13 x 425, Septa aus PTFE/Silikon	100 St.	5183-4464
13 x 425-Schraubverschlusskappen, schwarz, oben offen	100 St.	5183-4461
Diffusionseinsätze für schwarze, oben offene Schraubverschlusskappen	12 St.	07673-40180
Septa aus PTFE/Naturgummi	144 St.	9301-1031
Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon	100 St.	5183-4460
Septa aus reinem weißem PTFE	1000 St.	5183-4459

Schraubverschluss-Convenience Packs, 4 mL, (13 mm)

Beschreibung	Einheit	Best.-Nr.
Klare Probenflaschen mit Verschlusskappen (ohne Septa)	144 St.	9301-0723
Waschflaschen mit Füllmarkierung und Verschlusskappen, 4 mL	25 St.	5182-0551