

## Fused Silica, nicht deaktiviert

Nicht deaktivierte Kapillaren werden gewöhnlich für die Kapillarelektrophorese verwendet. Sie können auch als Transferleitungen oder für alle Applikationen eingesetzt werden, bei denen Inertheit nicht kritisch ist.

### Fused Silica, nicht deaktiviert

ID (mm)	AD (mm)	Länge (m)	Best.-Nr.
0,02	0,36	5	160-2660-5
0,05	0,36	5	160-2650-5
		10	160-2650-10
0,075	0,36	5	160-2644-5
		10	160-2644-10
0,10	0,36	5	160-2634-5
		10	160-2634-10
0,18	0,34	5	160-2610-5
		10	160-2610-10
0,20	0,36	5	160-2200-5
		10	160-2200-10
		50	19091-20050
0,25	0,36	5	160-2250-5
		10	160-2250-10
0,32	0,43	5	160-2320-5
		10	160-2320-10
		50	19091-21050
0,45	0,67	5	160-2450-5
		10	160-2450-10
0,53	0,67	5	160-2530-5
		10	160-2530-10