

HP-1

ID (mm)	Länge (m)	Film (µm)	Temperaturbereich (°C)	7"-Käfig	5"-Käfig	7890/6890 LTM-Modul
0,32	15	0,25	-60 bis 325/350	19091Z-411	19091Z-411E	19091Z-411LTM
		1,00	-60 bis 325/350	19091Z-211		19091Z-211LTM
	25	0,17	-60 bis 325/350	19091Z-012	19091Z-012E	19091Z-012LTM
		0,52	-60 bis 325/350	19091Z-112	19091Z-112E	19091Z-112LTM
		1,05	-60 bis 325/350	19091Z-212		19091Z-212LTM
	30	0,10	-60 bis 325/350	19091Z-313	19091Z-313E	19091Z-313LTM
		0,25	-60 bis 325/350	19091Z-413	19091Z-413E	19091Z-413LTM
		1,00	-60 bis 325/350	19091Z-213	19091Z-213E	19091Z-213LTM
		3,00	-60 bis 260/280	19091Z-513	19091Z-513E	19091Z-513LTM
		4,00	-60 bis 260/280	19091Z-613		19091Z-613LTM
		5,00	-60 bis 260/280	19091Z-713	19091Z-713E	19091Z-713LTM
	50	0,17	-60 bis 325/350	19091Z-015		
		0,52	-60 bis 325/350	19091Z-115	19091Z-115E	
		1,05	-60 bis 325/350	19091Z-215		
	60	0,25	-60 bis 325/350	19091Z-416		
		1,00	-60 bis 325/350	19091Z-216	19091Z-216E	
		5,00	-60 bis 260/280	19091Z-716		
	0,53	5	0,15	-60 bis 320/400	19095Z-220	
0,88			-60 bis 320/400	19095Z-020		
			-60 bis 325/350	125-100A		
		2,65	-60 bis 260/280	19095S-100	19095S-100E	19095S-100LTM
7,5		5,00	-60 bis 260/280	19095Z-627	19095Z-627E	19095Z-627LTM
10		0,88	-60 bis 300/320	19095Z-021	19095Z-021E	19095Z-021LTM
		2,65	-60 bis 260/280	19095Z-121	19095Z-121E	19095Z-121LTM
15		0,15	-60 bis 320/400	19095Z-221	19095Z-221E	
		1,50	-60 bis 300/320	19095Z-321		19095Z-321LTM
		3,00	-60 bis 260/280	19095Z-421	19095Z-421LTM	19095Z-421LTM
		5,00	-60 bis 260/280	19095Z-621		19095Z-621LTM
30		0,88	-60 bis 300/320	19095Z-023	19095Z-023E	19095Z-023LTM
		1,50	-60 bis 300/320	19095Z-323	19095Z-323E	19095Z-323LTM
		2,65	-60 bis 260/280	19095Z-123	19095Z-123E	19095Z-123LTM
		3,00	-60 bis 260/280	19095Z-423	19095Z-423E	19095Z-423LTM
		5,00	-60 bis 260/280	19095Z-623	19095Z-623E	19095Z-623LTM
60		5,00	-60 bis 260/280	19095Z-626		