

## 8453 – Ersatzteile und Zubehör



Deuterium-Lampeneinheit, 2140-0605



Wolfram-Lampeneinheit, G1103-60001



Optische Filter, Kit, G1120-68707



Rührmodulkit, G1120-60006

### Spektrophotometerlampen

| Beschreibung                  | Best.-Nr.   |
|-------------------------------|-------------|
| Deuterium-Lampeneinheit, 8453 | 2140-0605   |
| Wolfram-Lampeneinheit         | G1103-60001 |

### G1120A Zubehör für Küvettenwechsler, 8 Positionen

| Beschreibung                                                                                                                                         | Best.-Nr.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Optischer Filterkit:<br>Verhindert, dass lichtempfindliche Proben mit UV-Licht bestrahlt werden<br>(265 und 295 nm Cut-Off- und UV Roll-Off Filter). | G1120-68707 |
| Rührermodulkit<br>Der Rührer wird mittels umlaufendem Wasser eines Wasserbades angetrieben<br>(nicht enthalten).                                     | G1120-60006 |
| Magnetrührstab, 2 St. für 10 x 10 mm (B x T) Küvetten, 2 St.                                                                                         | 9301-1161   |
| Justierwerkzeug für Mehrfachküvettenwechsler                                                                                                         | 89075-23800 |
| Plastikabdeckungskit                                                                                                                                 | G1120-68708 |