

**Position Zerstäubermark 7**

	<b>Beschreibung</b>	<b>Best.-Nr.</b>
	Komplette Zerstäubermarkereinheit Mark 7	110634490
1	Mischflügel, Fluorkunststoff, Mischflügel, Fluorkunststoff, 5 St.	110637000 9910093600
2	Luft-/Acetylen-Brenner, Mark 7 Lachgas-/Acetylen-Brenner, Mark 7	210164000 210164100
7	Zerstäubermarkereinheit, Fluorkunststoff	6210092090
11	Druckentlastungsstopfen, Fluorkunststoff	1610118800
18	Kit mit Flüssigkeitsfalle aus Fluorkunststoff, Abflussrohr mit integriertem Schwimmer und Magnet.	9910105800
22	O-Ring für Zerstäubermarkereinheit, Nitril	6910037000
22	O-Ring für Zerstäubermarkereinheit, geeignet für organische Lösungsmittel	6910036800
23	O-Ring für Zerstäubermarkereinheitstopfen, Nitril	6910010500
23	O-Ring für Zerstäubermarkereinheitstopfen, geeignet für organische Lösungsmittel	6910013100

**Position Zerstäubermarkereinheiten für Zerstäubermarkereinheit Mark 7**

	<b>Beschreibung</b>	<b>Best.-Nr.</b>
3	Halteschraube Zerstäubermarkereinheit	1510226600
4	Zerstäubermarkereinheitblock, Fluorkunststoff (ohne integrierten Zerstäuber)	9910093100
5	Prallperlen-Halteblock	810133400
6	Prallperlen-Justierschraube	1510225000
8	Kapillaren-Führung für Zerstäuber	810134400
9	Kit mit Flüssigkeitsfalle aus Fluorkunststoff, Abflussrohr mit integriertem Schwimmer und Magnet.	9910105800
10	Venturi für Zerstäuber, PEEK	1610117390
12	Lagerbuchse für Zerstäuber	810134300
13	Ansaugratten-Einstellschraube	1510226800

(Wird fortgesetzt)

**Position Zerstäubermarkereinheiten für Zerstäubermarkereinheit Mark 7**

	<b>Beschreibung</b>	<b>Best.-Nr.</b>
14	Kontermutter M12 x 0,5	1510226700
15	Lagerbuchse für Zerstäuber	310046600
16	Sicherungsschraube M8 mit Zapfen	1510226000
17	Schraube M6 x 6, Ertalyle	1510226500
18	Kit mit Flüssigkeitsfalle aus Fluorkunststoff, Abflussrohr mit integriertem Schwimmer und Magnet.	9910105800
20	Zerstäuber-Druckfeder	4610017400
21	O-Ring für Prallperlen-Einstellschraube, Nitril	6910000100
21	O-Ring für Prallperlen-Einstellschraube, geeignet für organische Lösungsmittel	6910036900
24	O-Ring 1/32" ID x 3/32" AD x 1/32", Nitril	6910009700
25	O-Ring 3/16" ID x 5/16" AD x 1/16", Nitril	6910009800
25	O-Ring 3/16" ID x 5/16" AD x 1/16", geeignet für organische Lösungsmittel	6910013600
26	Kit Zerstäubermarkereinheiten Enthält Pt/Ir-Kapillaren mit Führung, Druckfeder für Zerstäuber, Reinigungsdraht für Zerstäuber sowie "Hi-Vac"- und Standard-Ansaugkapillaren.	9910093000
	Prallperlen, Glas (5 pro Packung), 5 St.	9910025700
	Prallperlen aus PTFE (für HF-haltige Lösungen), 5 St.	9910053300
	O-Ring-Kit Mark 7 für wässrige Proben Enthält O-Ringe für die Prallperlen- Justierschraube (je 1), die Zerstäubermarkereinheiten (je 1), für Kapillarenführung und Venturi (je 7), den Zerstäubermarkereinheitstopfen und den Brenner (je 3) sowie den Zerstäuberblock (je 1). Enthält O-Ringe für die Prallperlen- Einstellschraube (je 1), die Zerstäubermarkereinheiten (je 1), für Kapillarenführung und Venturi (je 7), den Zerstäubermarkereinheitstopfen und den Brenner (je 3) sowie den Zerstäuberblock (je 1).	9910093400
	O-Ring-Kit Mark 7 für organische Lösungsmittel Enthält O-Ringe für die Prallperlen- Justierschraube (je 1), die Zerstäubermarkereinheiten (je 1), für Kapillarenführung und Venturi (je 2), den Zerstäubermarkereinheitstopfen und den Brenner (je 2) sowie den Zerstäuberblock (je 1).	9910093500
	Abflussschlauch für wässrige Lösungen, Meterware, 2 m Länge erforderlich	3710009200
	Werkzeug für Venturi-Wechsel	7210027700
	Werkzeug zum Wechsel der Zerstäubermarkereinheiten	7210027600
	Ständer für Mark V, VI und 7 Zerstäubermarkereinheiten	9910049800