

Sonstige Kapillaren

Material	ID (mm)	Länge (mm)	Fitting Typ von (A)	Fitting Typ zu (B)	AD (mm) A*	AD (mm) B*	Anmerkungen	Best.-Nr.
Edelstahl	0,17	280	SX	SX	1,6	1,6	Vormontiert auf A und B	5067-4607
Edelstahl	0,17	280	SX	S	1,6	1,6	Vormontiert auf A und B	5067-4608
ST	0,17	400			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5021-1819
Edelstahl	0,17	500	SX	Mutter (Best.-Nr. 0100-2086)	1,6	1,6	Vormontiert auf A	5067-4609
ST	0,17	600			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5065-9933
PK/ST	0,17	100			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5067-4777
PK/ST	0,17	150			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5067-4778
PK/ST	0,17	200			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5067-4779
PK/ST	0,17	300			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5067-4780
PK/ST	0,17	400			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5067-4781
PK/ST	0,17	500			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5067-4782
ST	0,25	320	S	S	1,6	1,6	Vormontiert auf A und B	79835-87638
ST	0,5	105			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5065-9927
ST	0,5	150			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5022-6509
ST	0,5	200			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5022-6510
ST	0,5	800			1,6	1,6	Kapillare ohne Fitting	5065-9926

*1,6 mm = 1/16 Zoll

Material

Legende	Beschreibung
Edelstahl	Edelstahl
PK	PEEK
PK/Edelstahl	PEEK und Edelstahl
Ti	Titan
S	Swagelok, 1,6 mm Anschluss-ID
U	Swagelok-Verbindungsstück
SL	Swagelok, 1,6 mm Anschluss-ID, lang
SLB	Swagelok, 1,6 mm Anschluss-ID, lang, bio
SV	Swagelok, 1,6 mm Anschluss-ID, 1200 bar
SLV	Swagelok, 1,6 mm Anschluss-ID, lang, 1200 bar
SX	Swagelok, 1,6 mm Anschluss-ID, extralang



Edelstahl-Fittings (S), 5062-2418



Edelstahl-Fitting, extralang (SX), 5065-9967



Edelstahl-Ferrule (M), 5067-1557

Bei den abgebildeten Bauteilen handelt es sich um Kapillar-Fittings.
Umfassende Informationen über Fittings finden Sie auf Seite 40.