


**Zubehör für 7890/6890/6850 Wärmeleitfähigkeitsdetektor (WLD)**


Position	Beschreibung	Einheit	Best.-Nr.
<b>Für die Installation von gepackten 1/8"-Edelstahlsäulen</b>			
1	Vespe/Graphit-Ferrule, 1/8"	10 Pkg.	0100-1332
2	3,2 mm (1/8")-Mutter, Messing	10 St.	5180-4103
<b>Für die Installation von gepackten 1/4"-Edelstahlsäulen</b>			
3	Vespe/Graphit-Ferrule, 1/8"	10 Pkg.	0100-1332
4	3,2 mm (1/8")-Mutter, Messing	10 St.	5180-4103
5	1/4"-Adapter für gepackte Säulen		G1532-20710
6	Vespe-Ferrule, 1/4"	10 St.	5080-8774
7	6,35 mm (1/4")-Mutter, Messing	10 St.	5180-4105
<b>Für Kapillarsäulen-Installation (Standard)</b>			
	WLD-Kapillarsäulen-Adapter		G1532-80540
8	Vespe/Graphit-Ferrule, 1/8"	10 Pkg.	0100-1332
9	3,2 mm (1/8")-Mutter, Messing	10 St.	5180-4103
	Universal-Säulenmutter	2 St.	5181-8830
	6850 Säulenmutter	2 St.	5183-4732
	Graphit-Ferrule, 530 µm, ID 1,0 mm	10 St.	5080-8773
	Graphit-Ferrule, 320 µm, ID 0,5 mm	10 St.	5080-8853
	WLD-Probe		18711-60060
	FID- und WLD-Probe		18710-60170



1/8" gepackte Edelstahlsäule



1/4" gepackte Edelstahlsäule



Standardausführung