


Purged Packed-Einlass, Oberteil

Purged Packed-Einlass, Oberteil

Position	Beschreibung	Best.-Nr.
1	Schraube, Torx T-20, M4 x 12 mm	1390-1023
2	Obere Abdeckungsplatte	G1543-00085
3	Obere Isolierung	G1543-00100
4	Merlin Verschluss	5182-3445
5	Septum, Merlin Microseal	5182-8815
6	Oberes Einlassteil	19243-80570
7	O-Ringe aus Fluorcarbon	5080-8898
8	Schraube, Torx T-10, M3 x 16 mm	G1946-20168
9	Einlassteil	G3451-80501
10	Thermoblock	G1543-20765
11	Kontermutter	G1543-20580
12	Septum-Haltemutter	18740-60835
13	11-mm-Septa	5183-4757
14	Heizungs-/Sensoreinheit	G1543-61540
	PTV-Kälteisolator	G1543-00155



Purged Packed-Einlass

Purged Packed-Einlass

Position	Beschreibung	Best.-Nr.
15	PP-Isolierung	G3432-00004
16	PP-Bodenisolierung	G3432-00003
17	PP-Isoliereinsatz	G3431-00005
18	C-Klemme	0515-1799
19	Einweg-Glasliner, 170 µL Innenvolumen	5080-8732
20	Vespel-Ferrule, 1/4"	5080-8774
21	6,35 mm (1/4")-Mutter, Messing	5180-4105
22	530-µm-Säulenadapter zur Verwendung mit Glaslinern	19244-80540
23	Bodenplatte für Ofen	G1543-00060
24	Schraube, T-20, M4 x 12 mm	0515-2711
25	Adapter-Isolierung	19234-60715
26	Isoliereinsatz	19234-60700
27	Ferrule	Siehe Seite 30–31.
28	Säulenmutter (Kapillar, Universal, 2 St.)	5180-8830