


7890/6890/6850 Zubehör für Purged Pack-Einlässe

Beschreibung	Einheit	Best.-Nr.
QuickPick Purged Packed Einlasswartungskit Enthält 5 nicht klebende BTO-Septa, 1 O-Ring, 1 Ferrule und 1 Einmal-Glasliner		5188-6498
Merlin Microseal		5182-3444
Merlin Microseal Mutter, Hochdruck		5182-3445
Septum-Haltemutter		18740-60835
Zertifizierte 11-mm-BTO-Septa	50 St.	5183-4757
Oberes Einlassteil		19243-80570
O-Ringe aus Fluorcarbon	12 St.	5080-8898
Einweg-Glasliner, 170 µL Innenvolumen	25 St.	5080-8732
Einweg-Gläseinsatz, deaktiviert, 170 µL Innenvolumen	5 St.	5181-3382
Vespel-Ferrule, 1/4"	10 St.	5080-8774
6,35 mm (1/4")-Mutter, Messing	10 St.	5180-4105
530-µm-Säulenadapter zur Verwendung mit Glaslinern zur Verwendung mit Glas-Linern		19244-80540
1/8"-Säulenadapter zur Verwendung mit Glas-Linern		19243-80530
1/4"-Säulenadapter zur Verwendung mit Glas-Linern		19243-80540
Isolierereinsatz		19234-60720
Universal-Säulenmutter	2 St.	5181-8830



Installation des Glasliners für Purged-Packed-Säuleneinlässe (PPI)

Muttern und Ferrulen für gepackte 1/8"-Säulen

Beschreibung	Einheit	Best.-Nr.
3,2 mm (1/8")-Satz Muttern und Ferrule, Edelstahl	20 St.	5080-8751
3,2 mm (1/8")-Satz Muttern und Ferrule, Messing	20 St.	5080-8750
Vespel/Graphit-Ferrule, 1/8"	10 St.	0100-1332