



Probenständer, 9301-0722



CE-Säulenschneider, 5183-4669



Fensterätzwerkzeug, 590-3003

Zubehörteile

Beschreibung	Best.-Nr.
CE-Zubehörkit Enthält Elektrodenwerkzeug, Schraubendreher, Sicherungen, Luftfilter, Glasfritte, Probenflaschen und Verschlusskappen, selbstjustierende Interfaces (rot und grün), Standardkapillare und Kapillare mit 50 µm ID: 64,5 cm, Standard: 64,5 cm, verlängerter Lichtweg: 48,5 cm	G7100-68705
Halter für 50 2-mL-Probenflaschen, 12 mm, 5 St.	9301-0722
CE Säulenschneider	5183-4669
Diamantklingen-Ersatzkit für Kapillarschneider	5183-4670
Kapillarschneider, 4 St.	5181-8836

Werkzeug zum Ätzen von Fenstern

Das Fensterätzwerkzeug dient zur schnellen, praktischen und reproduzierbaren Herstellung von Detektionsfenstern in Fused-Silica-Kapillaren. Die Polyimidbeschichtung wird entfernt, ohne die innere Polymerbeschichtung zu verletzen. Das Werkzeug enthält drei Glasblöcke mit feinen Rillen zur präzisen Steuerung der Größe der Fenster.

Beschreibung	Best.-Nr.
Werkzeug zum Ätzen von Fenstern, 3 St.	590-3003