



7697A Headspace-Probengeber

Ersatzteile und Zubehör für den 7697A Headspace-Probengeber

Beschreibung	Best.-Nr.
Probenflaschengestelle	G4556-60019
Etikett für Probenstände	G4556-90500
Universal-/externes Splitauslass-Filter mit 3 Kartuschen, 1/8"-Swagelok-Fitting	RDT-1020
Testkit für Undichtigkeiten	G4556-67010
Enthält Arbeitsanleitung, Ferrulen ohne Bohrung, 1/8"-Kapillarverbindungsstopfen aus Nylon, Testvial für Undichtigkeiten bei der Headspace, 1/16"-Edelstahlstopfen (totvolumenfrei), 11 mm-Septa mit geringem Bluten (5 St.)	
Probensonde, Deaktivierungstyp SN 1030	G4556-60690
Probensonde, Deaktivierungstyp SN 2000 (Standard)	G4556-60125
6-Wege-Ventil, Ersatzrotor, Serie WT, 300 psi, 350 °C	1535-4952
Komponenten der Transferleitung	
Fused Silica, deaktiviert, 5 m	
0,25 mm	160-2255-5
0,32 mm	160-2325-5
0,45 mm	160-2455-5
0,53 mm	160-2535-5
ProSteel, deaktiviert, Edelstahl, 5 m Länge	
0,53 mm	160-4535-5
Polyimidmanschette für ProSteel	4177-0607
Polyimid, Valcon Ferrulen, 5 St.	
Ferrulen, Low Thermal Mass, Säulen-ID bis 320 µm, 0,5 mm ID, 5 St.	5190-1438
Ferrulen, Low Thermal Mass, Säulen-ID bis 250 µm, 0,4 mm ID, 5 St.	5190-1437
Mutter und Reduzierverbinder für 6-Wege-Ventil und Transferleitungsverbindungen	0100-2594
Septummutter, Transferleitung, Split/Splitlos- und Multimode-Einlässe	G3452-60835

G3520A-XLSI-Zubehör

Beschreibung	Best.-Nr.
G3520A-XLSI-Zubehörkit	G3520-67001
Säulenschneider aus Keramik	5181-8836
Transferleitungsmutter-Fitting	G3520-20210
Fitting für Säulenlagerung	G2855-20590
Lupe (3x, 6x), Paddel, Kunststoff	G2855-40001
Stopfen für Mikrofluidik-Anschlussplatten oder Verbindungsstücke	G2855-60570
Ferrule, Vormontierwerkzeug	G2855-60200