











Übersicht über die Agilent Probenflaschen und deren Füllvolumen








Schraubverschluss-Probenflaschen mit weiter Öffnung (9 mm)

Schraubverschluss-Probenflaschen mit enger Öffnung (8 mm)

Polypropylen-Probenflaschen

									
32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm
Empfohlener Füllstand: 1.5 mL	Empfohlener Füllstand: 1.2 mL	Empfohlener Füllstand: 250 µL	Empfohlener Füllstand: 1.3 mL	Empfohlener Füllstand: 1.5 mL	Empfohlener Füllstand: 250 µL	Empfohlener Füllstand: 250 µL	Empfohlener Füllstand: 250 µL	Empfohlener Füllstand: 250 µL	Empfohlener Füllstand: 0.7 mL
Bestellnummer: 5182-0714	Bestellnummer: 5183-2030	Bestellnummer: 5188-6591	Bestellnummer: 5184-3550	Bestellnummer: 5183-4428	Bestellnummer: 5188-2788	Bestellnummer: 9301-0977	Bestellnummer: 5190-2242	Bestellnummer: 5188-5390	Bestellnummer: 5182-0567
Empfohlene Kappe: 5182-0717	Empfohlene Kappe: 5182-0717	Empfohlene Kappe: 5182-0717	Empfohlene Kappe: 5182-0717	Empfohlene Kappe: 5183-4442	Empfohlene Kappe: 5182-0552	Empfohlene Kappe: Glass Insert	Empfohlene Kappe: 5182-0717	Empfohlene Kappe: Glass Insert	Empfohlene Kappe: 5182-0552












Bördelkappen-Probenflaschen mit weiter Öffnung (11 mm)

						
32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm
Empfohlener Füllstand: 1.5 mL	Empfohlener Füllstand: 1.2 mL	Empfohlener Füllstand: 0.7 mL	Empfohlener Füllstand: 250 µL	Empfohlener Füllstand: 250 µL	Empfohlener Füllstand: 250 µL	Empfohlener Füllstand: 1.3 mL
Bestellnummer: 5181-3375	Bestellnummer: 5182-3454	Bestellnummer: 5182-0567	Bestellnummer: 9301-0978	Bestellnummer: 9301-0977	Bestellnummer: 5184-3551	Bestellnummer: 5185-5821
Empfohlene Kappe: 5182-0552	Empfohlene Kappe: 5182-0552	Empfohlene Kappe: 5182-0552	Empfohlene Kappe: 5182-0552	Empfohlene Kappe: 5182-0552	Empfohlene Kappe: 5182-0552	Empfohlene Kappe: 5182-0552





Einsätze für Probenflaschen mit weiter Öffnung (11 mm und 9 mm)

Einsätze für Probenflaschen mit enger Öffnung (8 mm)



Probenflaschen mit Schnappverschluss und weiter Öffnung

										
30 mm x 5.6 mm	31 mm x 5.6 mm	31 mm x 5.6 mm	28 mm x 4.8 mm	31 mm x 4.8 mm	31 mm x 4.8 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm	32 mm x 12 mm
Empfohlener Füllstand: 250 µL	Empfohlener Füllstand: 250 µL	Empfohlener Füllstand: 300 µL	Empfohlener Füllstand: 150 µL	Empfohlener Füllstand: 150 µL	Empfohlener Füllstand: 150 µL	Empfohlener Füllstand: 1.7 mL	Empfohlener Füllstand: 1.4 mL	Empfohlener Füllstand: 0.7 mL	Empfohlener Füllstand: 0.3 mL	Empfohlener Füllstand: 0.3 mL
Bestellnummer: 5181-1270	Bestellnummer: 5183-2085	Bestellnummer: 5181-3377	Bestellnummer: 5183-2088	Bestellnummer: 5183-2089	Bestellnummer: 5183-2090	Bestellnummer: 5182-0544	Bestellnummer: 5183-4510	Bestellnummer: 5182-0567	Bestellnummer: 9301-0978	Bestellnummer: 9301-0977
Empfohlene Kappe:	Empfohlene Kappe:	Empfohlene Kappe:	Empfohlene Kappe:	Empfohlene Kappe:	Empfohlene Kappe:	Empfohlene Kappe: 5182-3458	Empfohlene Kappe: 5182-3458	Empfohlene Kappe: 5182-3458	Empfohlene Kappe: 5182-3458	Empfohlene Kappe: 5182-3458




Headspace-Probenflaschen

			
75 mm x 22 mm	45 mm x 22 mm	75 mm x 22 mm	45 mm x 22 mm
Empfohlener Füllstand: 20 mL	Empfohlener Füllstand: 10 mL	Empfohlener Füllstand: 20 mL	Empfohlener Füllstand: 10 mL
Bestellnummer: 5182-0837	Bestellnummer: 5182-0838	Bestellnummer: 5183-4474	Bestellnummer: 5183-4475
Empfohlene Kappe: 5183-4477	Empfohlene Kappe: 5183-4477	Empfohlene Kappe: 5183-4477	Empfohlene Kappe: 5183-4477

Miniprobe-n-flaschen

	
500 µL	700 µL
Bestellnummer: 5180-0806	Bestellnummer: 5180-0805
Empfohlene Kappe: 5180-0842	Empfohlene Kappe: 5180-0842

Spezielle Probenflaschen Großvolumige Probenflaschen

		
37 mm x 22 mm	45 mm x 15 mm	37 mm x 22 mm
Empfohlener Füllstand: 6 mL	Empfohlener Füllstand: 4 mL	Empfohlener Füllstand: 6 mL
Bestellnummer: 9301-1419	Bestellnummer: 5183-4448	Bestellnummer: 9301-1377
Empfohlene Kappe: 9301-1425	Empfohlene Kappe: 5183-4464	Empfohlene Kappe: 9301-1379

Alle Probenflaschen sind in Braun erhältlich.