



Headspace-Probenflaschen und Verschluss-kappen

Probenflaschen mit abgeschrägtem Hals sind in den Größen 10 mL und 20 mL und mit Flach- oder Rundboden lieferbar. Die 20 mm-Bördelkappen schließen gleichmäßig dicht ab. Agilent bietet auch preisgünstige „Vorteilspakete“ mit Probenflaschen, Verschlusskappen und Septa an.

- Zertifiziert für vollständige Kompatibilität mit den automatischen Probengebern von Agilent
- Auswahl an Probenflaschen mit Bördelkappen- oder Schraubverschluss
- Oben abgeschrägt für optimale Abdichtung
- Zwei verschiedene Halslängen
- Drucksichere Verschlusskappe bis 45 psi erhältlich
- Als Flach- und Rundbodenausführung erhältlich



Klare Headspace-Probenflaschen mit Bördelverschluss sowie Skalenmarkierungen und Beschriftungsfeld, 5190-2285



Braune Headspace-Probenflaschen mit Bördelverschluss sowie Skalenmarkierungen und Beschriftungsfeld, 5190-2288

Zertifizierte Headspace-Probenflaschen aus Glas mit Bördelverschluss

Beschreibung	Einheit	Glatte Boden	Abgerundeter Boden
10 mL, 23 x 46 mm			
Klar	100 St.	5182-0838	5183-4475
Braun	100 St.	5067-0227	5190-2238
Klar, mit Skalenmarkierungen und Beschriftungsfeld	100 St.	5190-2285	
Braun, mit Skalenmarkierungen und Beschriftungsfeld	100 St.	5190-2287	
20 mL, 23 x 75 mm			
Klar	100 St.	5182-0837	5183-4474
Braun	100 St.	5067-0226	5190-2239
Klar, mit Skalenmarkierungen und Beschriftungsfeld	100 St.	5190-2286	
Braun, mit Skalenmarkierungen und Beschriftungsfeld	100 St.	5190-2288	