



Einlass-Septa

Nicht klebende Septa, BTO (Bleed and Temperature Optimized)

- Erweiterter Temperaturbereich, geringstes Bluten
- Maximale Einspritzblocktemperatur 400 °C
- Plasmabeschichtung verhindert das Ankleben im Einspritzblock
- Vorkonditioniert; gebrauchsfertig
- Blisterpackung für Reinheit und einfache Handhabung
- Ideal für den Einsatz mit gering blutenden „Mass Spec“-Kapillarsäulen



BTO-Septa, 5183-4757

Nicht klebende Septa, BTO (Bleed and Temperature Optimized)

Beschreibung	Einheit	Best.-Nr.
11-mm-Septa	50 St.	5183-4757
11-mm-Septa	100 St.	5183-4757-100
11-mm-Septa	400 St.	5190-3157
5-mm-Septa, vorgestanzt, für On-Column, im Glasgefäß	50 St.	5183-4758

Vergleich der Septumbohrungen bei Septa mit und ohne Zentrierhilfen (30-fache Vergrößerung)

