



Split/Splitlos-Einlass-Einheit

**Zubehör für den 7890/6890/6850 Split/Splitlos-Einlass**

Position	Beschreibung	Einheit	Best.-Nr.
	Ultra Inert Liner mit Glaswolle, geringer Druckabfall		5190-2295
	Ultra Inert Liner mit Glaswolle, universal, geringer Druckabfall		5190-3169
	Ultra Inert Liner, einseitig konisch		5190-3166
	QuickPick Splineinlasswartungskit		5188-6493
	QuickPick Splineauslass- und Einlasswartungskit		5188-6496
	QuickPick Splitlos-Einlasswartungskit		5188-6494
	QuickPick Splineauslass und Einlasswartungskit		5188-6497
1	Septumhaltemutter für Headspace		18740-60830
	Septum-Haltemutter		18740-60835
	Septummutter mit Zugentlastung		301-205-HSP
2	Zertifizierte 11-mm-BTO-Septa	50 St.	5183-4757
	Das gesamte Angebot an Premium Septa finden Sie auf den Seiten 15		
3	7890 Einlassteil		
	Top Einsatz-Einheit, Standard		G3452-60730
	Turn Top		G3430-40035
	Split-Ring		0510-1306
	Top Einsatz-Einheit, Headspace		G3452-60100
	Top Einsatz, AC Fittingeinheit		G3430-60011
	Top Einsatz-Einheit, Ventil		G3480-67585
	6890 Einlassteil		
	S/SL-Einlassteil		G1544-60585
	Wird mit großen Aktivkohlefiltern verwendet, für 6890/6850		
	S/SL-Einsatzeinheit für G1540A mit Ventilsystemoption.		G1580-60585
	Diese Einsatzeinheit verwendet große Aktivkohlefilter am Splineauslass, für 6890/6850		
	Ähnlich wie G1544-60575, jedoch getrennte Trägergasleitungen zum Anschluss an Ventilsysteme des G1540A Systems.		G1580-60575
	Original Standard-EPC für 1/4"-Splitentlüftungsfilter		G1544-60575
	Ähnlich wie G1544-60575, ermöglicht jedoch den Einsatz von chemischen 1/4"-Filtern zur Trägergasreinigung beim ECD-Betrieb		G1544-80580
	Standard-Einlassteil für manuelle Pneumatik		19251-60575
4	Zertifizierter, nicht klebender Fluorkohlenstoff-O-Ring	10 St.	5188-5365
	Graphit-O-Ringe für Split-Liner	10 St.	5180-4168
	Graphit-O-Ringe für Splitlos-Liner	10 St.	5180-4173
	Nicht klebender Fluorkohlenstoff-Liner-O-Ring für Flip Top	10 St.	5188-5366
5	Split-Liner, einseitig konisch, geringer Druckabfall, Glaswolle	1 St.	5183-4647
		25 St.	5183-4702
	Splitlos-Liner, einseitig konisch, ohne Glaswolle	1 St.	5181-3316
		25 St.	5183-4696
	Das gesamte Liner-Angebot finden Sie auf den Seiten 25-26.		

(Wird fortgesetzt)