

Dichtungen für Split/Splitlos-Einlass

Damit Sie immer eine gleichmäßige und inerte Oberfläche zur Abdichtung des Einlasses und zur Vermeidung von Probenzersetzung haben, hat Agilent die neue Goldeinlassdichtung entwickelt. Anders als bei herkömmlichen Dichtungen besitzt die neue Agilent Goldeinlassdichtung eine reproduzierbare glatte Oberfläche ohne herstellungsbedingte Kratzer, die zu Undichtigkeiten führen könnten. Der unternehmenseigene Agilent Herstellungsprozess mittels Metal Injection Molding (Spritzguss) sorgt bei jeder Goldeinlassdichtung für eine qualitativ hochwertige, leckfreie Dichtung, was für reproduzierbare Ergebnisse besonders wichtig ist.

In unserer neuen Verpackung wird die Goldeinlassdichtung sauber und kratzfest aufbewahrt. Zur leichteren Handhabung liegt jeder Einlassdichtung eine Unterlegscheibe bei.



Dichtungssatz, goldbeschichtet,
5188-5367



Zertifizierter goldbeschichteter Dichtungssatz,
5190-2209

Dichtungen für Split/Splitlos-Einlass

Beschreibung	Einheit	Best.-Nr.
Zertifizierter goldbeschichteter Dichtungssatz, mit Unterlegscheibe		5188-5367
	10 St.	5190-2209
Goldbeschichtete Dichtung mit Kreuz*		5182-9652
Edelstahldichtung		18740-20880

*Verwendbar bei Gesamtflussraten über 200 mL/min.