

Säulenspezifikationen

Gebundene Phase	Porengröße	Oberfläche	Temperaturgrenzen	pH-Bereich*	Mit Endcapping	C-Gehalt
TC-C18(2)	170Å	290 m ² /g	60 °C	2,0-8,0	Ja	12%
HC-C18(2)	170Å	290 m ² /g	60 °C	2,0-9,0	Ja	17%

Spezifikationen stellen lediglich typische Werte dar.

Agilent HC-C18(2) und TC-C18(2)

Beschreibung	LC Säulenabm. (mm)	Partikelgröße (µm)	Best.-Nr.
Agilent HC-C18(2)	4,6 x 250	5	588905-902
Agilent HC-C18(2)	4,6 x 150	5	588915-902
Agilent TC-C18(2)	4,6 x 250	5	588925-902
Agilent TC-C18(2)	4,6 x 150	5	588935-902
Agilent HC-C18(2) Vorsäulen, 2 St.	4,6 x 12,5	5	520518-904
Agilent TC-C18(2) Vorsäulen, 2 St.	4,6 x 12,5	5	520518-905
Vorsäulen Hardware-Kit			820999-901

TIPP

Zahlreiche besondere Angebote finden Sie im Internet unter: www.agilent.com/chem/specialoffers

