



























## ZORBAX 80 Å StableBond

Hardware Beschreibung	LC Säulen- abm. (mm)	Partikelgröße (µm)	SB-C18 USP L1	SB-C8 USP L7	SB-Phenyl USP L11
<b>Agilent Kartuschensäulen (Hardware-Kit 5021-1845 erforderlich)</b>					
 Analytisch	4,6 x 250	5	7995218-585	7995208-585	
 Analytisch	4,6 x 150	5	7995218-595	7995208-595	
 Rapid Resolution	4,6 x 75	3,5	7995218-344	7995208-344	
 Vorsäulenkartuschen, 10 St.	4,0 x 4	5	7995118-504	7995118-504	
 Kartuschenhalter			5021-1845	5021-1845	
<b>Standardsäulen (keine besondere Hardware erforderlich)</b>					
Rapid Resolution HT	4,6 x 50	1,8	822975-902	822975-906	
Rapid Resolution HT, 3 St.	4,6 x 50	1,8	822975-932		
Narrow Bore RRHT	2,1 x 50	1,8	822700-902		
Narrow Bore RRHT, 3 St.	2,1 x 50	1,8	822700-932		
<b>Rapid Resolution-Kartuschen (erfordern Hardware-Kit 820555-901)</b>					
 Rapid Resolution-Kartusche	4,6 x 30	3,5	833975-902	833975-906	833975-912
 Rapid Resolution-Kartusche, 3 St.	4,6 x 30	3,5	833975-932	833975-936	
 Rapid Resolution-Kartusche	4,6 x 15	3,5	831975-902	831975-906	
 Rapid Resolution-Kartusche, 3 St.	4,6 x 15	3,5	831975-932	831975-936	
 Rapid Resolution-Kartusche	2,1 x 30	3,5	873700-902	873700-906	
 Rapid Resolution-Kartusche, 3 St.	2,1 x 30	3,5	873700-932	873700-936	
 Rapid Resolution-Kartusche	2,1 x 15	3,5	875700-902	875700-906	
 Rapid Resolution-Kartusche, 3 St.	2,1 x 15	3,5	875700-932	875700-936	
<b>Rapid Resolution HT-Kartuschen (erfordern Hardware-Kit 820555-901)</b>					
 Rapid Resolution HT Kartusche	4,6 x 50	1,8	825975-902		
 Rapid Resolution HT Kartusche, 3 St.	4,6 x 50	1,8	825975-932		
 Rapid Resolution HT Kartusche	4,6 x 30	1,8	823975-902		
 Rapid Resolution HT Kartusche, 3 St.	4,6 x 30	1,8	823975-932		
 Rapid Resolution HT Kartusche	4,6 x 15	1,8	821975-902		
 Rapid Resolution HT Kartusche, 3 St.	4,6 x 15	1,8	821975-932		
 Rapid Resolution HT Kartusche	2,1 x 50	1,8	825700-902		
 Rapid Resolution HT Kartusche, 3 St.	2,1 x 50	1,8	825700-932		
 Rapid Resolution HT Kartusche	2,1 x 30	1,8	823700-902		
 Rapid Resolution HT Kartusche, 3 St.	2,1 x 30	1,8	823700-932		
 Rapid Resolution HT Kartusche	2,1 x 15	1,8	821700-902		
 Rapid Resolution HT Kartusche, 3 St.	2,1 x 15	1,8	821700-932		
 Hardware-Kit für RR- und RRHT-Kartuschen			820555-901		