













# Agilent CrossLab Zubehör für Bruker, Varian\* GC-Systeme

## Liner für 1177 Split/Splitlos-Injektionsanschlüsse

	Beschreibung	ID (mm)	AD (mm)	Länge (mm)	Volumen (µL)	Einheit	Ähnlich wie OEM Best.-Nr.	Agilent Ultra Inert Deaktivierung	Ähnlich wie OEM Best.-Nr.	Agilent Original Deaktivierung
<b>Split/Splitlos-Liner</b>										
	Einseitig konisch	4,0	6,3	78,5	1000	5 St.	RT207992145 SG092017	8004-0151	SG092017	8004-0101
	Einseitig konisch mit Glaswolle	4,0	6,3	78,5	1000	5 St.	SG092019	8004-0152	SG092019	8004-0102
	Beidseitig konisch	4,0	6,3	78,5	1000	5 St.	SG092018	8004-0155	SG092018	8004-0105
	Gooseneck, mit Glaswolle	4,0	6,5	78,5	1000	5 St.	392611936	8004-0170	392611936	8004-0114
	Gooseneck mit Glaswolle, Restriktion	4,0	6,3	78,5	1000	5 St.	SG092010	8004-0153	SG092010	8004-0103
	Gooseneck	2,0	6,5	78,5	250	5 St.	392611926	8004-0178	392611926	8004-0119
<b>Splitlos-Liner</b>										
	Gerade, mit Glaswolle	4,0	6,5	78,5	1000	5 St.	392611937	8004-0173	392611937	8004-0116
	Gooseneck	4,0	6,5	78,5	1000	5 St.	392611927	8004-0165	392611927	8004-0113
<b>Split-Liner</b>										
	Durchgehend	4,0	6,3	78,5	1000	5 St.	RT207732145 SG092007	8004-0156	SG092007	8004-0106
	Gerade, mit Glaswolle	4,0	6,3	78,5	1000	5 St.	SG092001 392611934	8004-0154	SG092001 392611934	8004-0104
	Mit Fritte, Gooseneck	4,0	6,3	78,5	1000	5 St.	RT210462145	8004-0158		
<b>Direkt-Liner</b>										
	Durchgehend	1,2	6,3	78,5	90	5 St.	SG092016	8004-0157	SG092016	8004-0107

**\*Vormals als Verbrauchsmaterialien für GC-Systeme von Varian bekannt, die jetzt als Bruker-Systeme vermarktet werden.**

Agilent CrossLab Produktempfehlungen sind wirkliche Alternativen zu den jeweiligen Produkten der Originalhersteller. Die Agilent CrossLab Produkte eignen sich für die entsprechenden Geräte der Originalhersteller, können sich in ihrem Design jedoch manchmal geringfügig vom Originalprodukt unterscheiden. Alle CrossLab Zubehörprodukte werden mit einer 90-tägigen Garantie sowie Geld-zurück-Garantie geliefert.