

Merlin Microseal

Beschreibung	Best.-Nr.
Für Bruker/Varian GCs*	
Merlin Microseal SPME-Kit, 1079, 23 Gauge, 1 St.	392609901
Merlin Microseal Adapter-Kit für 1177 Einlässe Enthält Adapter, Mutter und General Purpose Merlin Microseal Septum	392609903
Merlin Microseal SPME-Ersatzdichtung, 23 Gauge, 1 St.	392609902
Spritzen für Merlin Microseal	
Probengeber-Spritze, Gold Standard, 5 µL, 23 Gauge	9301-0892
Probengeber-Spritze, Goldstandardkolben, 10 µL, 23 Gauge	9301-0713
Probengeber-Spritze, Blue Line, 5 µL, 23 Gauge	G4513-80213
Probengeber-Spritze, Blue Line, 10 µL, 23 Gauge	G4513-80209
Manuelle Spritze, 5 µL, 23 Gauge	5182-3438
Manuelle Spritze, 10 µL, 23 Gauge	5182-3439

*Varian GC-Systeme sind jetzt Produkte von Bruker.

TIPP

Die Blue Line Spritzen von Agilent wurden speziell zur Unterstützung der höheren Produktivität des automatischen Flüssigprobengebers 7693A entwickelt. Sie bieten zudem eine längere Kolbenhaltbarkeit und verringern kostspielige Ausfallzeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.agilent.com/chem/BlueLineSyringes

