

Liner für Verdampfungseinlass mit programmierbarer Temperatur (PTV)

Beschreibung	ID (mm)	Volumen (µL)	Best.-Nr.
Liner für septumlosen PTV-Einlass, G3501A, G3502A, G3503A			
PTV-Liner, eine Verjüngung, Glaswolle, deaktiviert	2	180	5183-2038
PTV-Liner, eine Verjüngung, deaktiviert	2	200	5183-2036
PTV-Liner, mehrere Verjüngungen, deaktiviert	1,8	150	5183-2037
PVT-Liner, Glasfritte, deaktiviert	1,5	112	5190-1426
Liner für Hochtemperatur-PTV-Einlass, G3506A			
PTV-Liner, Hochtemperatur, Quarz	3,4	713	5188-5313
PTV-Liner, Hochtemperatur, Borsilikat	3,4	668	5188-5356

Spritzen für septumlose und Hochtemperatur-PTV-Einlässe

Volumen (µL)	Beschreibung	Nadel	Best.-Nr.
0,5	Austauschbar	23/70/HP	5182-9651
5	Gerade, fest	23/42/HP	9301-0892
10	Gerade, fest	23/42/HP	9301-0713
50	Gerade, fest, für großvolumige Injektionen	23/42/HP	5183-0318
100	Gerade, fest, für großvolumige Injektionen	23/42/HP	5183-2058