

## Ersatz-GasreinigungsfILTER

Beschreibung	Best.-Nr.
Agilent Gas Clean CO <sub>2</sub> -Filter	CP17969
Agilent Gas Clean Sauerstofffilter	CP17970
Agilent Gas Clean Feuchtigkeitsfilter	CP17971
Agilent Gas Clean Prozessgas-Feuchtigkeitsfilter	CP17971P
Agilent Gas Clean Aktivkohlefilter	CP17972
Agilent Gas Clean GC/MS-Filter*	CP17973

\*GC/MS-Filter entfernen Kohlenwasserstoffe, Feuchtigkeit und Sauerstoff und eignen sich zur Reinigung aller GC-Trärgase. Zum Schutz Ihrer inerten Verbrauchsmaterialien sind dies die besten Filter.

## Zubehör und Fittings

Beschreibung	Best.-Nr.
Befestigungsvorrichtung zur Wandmontage für Anschlusseinheit Für CP7980 und CP7988	CP7981
Oberer Teil Filteranschlusseinheit	CP7978
Flush Head (zum Spülen der Gasleitungen ohne Filter)	CP7987
Verbinder mit Außengewinde und Staubfilter, 1/4"	CP7986
Verbinder mit Außengewinde und Staubfilter, 1/8"	CP82117
Viton O-Ringe für die Anschlusseinheit, zwei Sätze	CP7983
Verbinder mit Außengewinde und Staubfilter, 1/4", Edelstahl	CP7986SS
Verbinder mit Außengewinde und Staubfilter, 1/8", Edelstahl	CP82117SS
Schraubgewinde der Anschlusseinheit (3/8") mit Staubfilter, Edelstahl	CP82117SS3
Schraubgewinde der Anschlusseinheit (6/8") mit Staubfilter, Edelstahl	CP7986SS6



Agilent Gas Clean GC/MS-Filter, CP17973



Wandhalterung für Verbindungseinheit, für CP7980 und CP7988, CP7981



Spülkopf für Verbindungseinheit, CP7987

### TIPP

GC/MS-Filter entfernen Kohlenwasserstoffe, Feuchtigkeit und Sauerstoff und eignen sich zur Reinigung aller GC-Trärgase. Zum Schutz Ihrer inerten Verbrauchsmaterialien sind dies die besten Filter.

