

Nadeln und Nadelsitze

Agilent Automatischer Probengeber	Beschreibung der Nadeleinheit	Best.-Nr.	Kompatibel mit Nadelsitz	Best.-Nr.
G1367C SL und G1367D SL Plus	Nadeleinheit, autom. Wellplate-Probengeber (schwarz)	G1367-87202	Nadelsitz, 600 bar, mit Nadelsitzkapillare 0,17 mm ID x 100 mm, 0,8 mm AD	G1367-87017
			Nadelsitz, PEEK, 600 bar, mit Nadelsitzkapillare 0,12 mm ID x 100 mm, 0,8 mm AD	G1367-87012
G1367E	Nadeleinheit, 1290/1260 Infinity LC-Probengeber	G4226-87201	Nadelsitz, PEEK, 600 bar, mit Nadelsitzkapillare 0,12 mm ID x 100 mm, 0,8 mm AD	G1367-87012
G1377A	Nadeleinheit, μ -Wellplate-Probengeber	G1377-87201	Mikro-Nadelsitz mit Sitzkapillare, 100 μ m	G1377-87000
			Mikro-Nadelsitz mit Sitzkapillare, 75 μ m	G1377-87001
			Mikro-Nadelsitz mit Sitzkapillare, 50 μ m	G1377-87002
G2258A	Nadeleinheit, autom. Dual Loop-Probengeber	G2258-68710	Doppelnadelsitz, autom. Dual Loop-Probengeber	G2258-87102
G2260A	Nadeleinheit, präp. autom. Probengeber	G2260-87201	Nadelsitz, präp. autom. Probengeber 0,5 mm ID, 20 μ L	G2260-87101
G4226A	Nadeleinheit, 1290/1260 Infinity LC-Probengeber	G4226-87201	Nadelsitzeinheit, Vespel 0,12 mm, 1290 Infinity LC Automatischer Probengeber	G4226-87012
G4226A	Nadeleinheit, 1290/1260 Infinity LC-Probengeber	G4226-87201	Nadelsitz, geringe Dispersion	G4226-87020
G5667A	Bio-inert Nadel, 600 bar	G5667-87200	Bio-inert Nadelsitzeinheit, 600 bar	G5667-87017

Zubehör

Beschreibung	Zu verwenden bei	Best.-Nr.
Sitzadapter	G1313A, G1329A, G1389A, G2260A, 1120 und 1220 Infinity LC	G1313-43204
Fingerringe für Greifer des automatischen Probengebers, 15 St.	G1313A, G1329A, G1389A, G2260A, 1120 und 1220 Infinity LC	5063-6506
Werkzeug zum Montieren der Mikro-Nadelsitzkapillare	G1377A	G1377-44900



Nadelsitz, PEEK, 600 bar, mit Nadelsitzkapillare, G1367-87012



Nadelsitzeinheit für 1290/1260 Infinity LC, G4226-87012



Nadeleinheit für 1290/1260 Infinity LC, G4226-87201