

Kapillare für DAD/MWD-Durchflusszelle

Beschreibung der Durchflusszelle	Best.-Nr.	Einlasskapillare	Best.-Nr.	Auslasskapillare	Best.-Nr.
Standard-Durchflusszelle mit RFID-Tag	G1315-60022	Einlasskapillare mit Wärmeaustauscher, 0,17 mm ID, Länge 590 mm	G1315-87321	Auslasskapillare, 0,17 mm ID, Länge 200 mm	G1315-87302
Standard-Durchflusszelle	G1315-60012				
Semi-Mikro-Durchflusszelle mit RFID-Tag	G1315-60025	DAD-Wärmeaustauscherkapillare, 0,17 mm ID, Länge 310 mm	G1315-87319	Auslasskapillare, 0,12 mm ID, Länge 200 mm	G1315-87306
Semi-Mikro-Durchflusszelle	G1315-60011			Auslasskapillare, 0,17 mm ID, Länge 200 mm	G1315-87302
Mikro-Durchflusszelle mit RFID-Tag	G1315-60024	DAD-Wärmeaustauscherkapillare, 0,12 mm ID, Länge 310 mm	G1315-87339	Auslasskapillare, 0,12 mm ID, Länge 200 mm	G1315-87306
Mikro/Hochdruck-Durchflusszelle	G1315-60015	Einlasskapillare mit Wärmeaustauscher, 0,12 mm ID, Länge 290 mm	G1315-87325	Auslasskapillare, 0,17 mm ID, Länge 200 mm	G1315-87302
				Auslasskapillare, 0,12 mm ID, Länge 200 mm	G1315-87306

Zubehör für 80-nL und 500-nL-Durchflusszellen

Beschreibung	Einheit	Best.-Nr.
Fitting-Schraube	10 St.	5063-6593
Doppelflügelmuttern mit 1/32"-Ferrulen	10 St.	5065-4422
1/32"-Ferrule und Edelstahl-Sperring, Litetouch	10 St.	5063-6592
Justierwerkzeug für Verbindungsstücke	2 St.	5022-2146
Totvolumenfreies universelles Verbindungsstück, Edelstahl, keine Fittings	2 St.	5022-2184
Drehmoment-Adapter		G1315-45003
Gabelschlüssel, 4 mm		8710-1534

