

Agilent 1220/1120 Infinity LC

Von (A)	Zu (B)	Material	ID (mm)	Länge (mm)	Fitting Typ von	Fitting Typ bis	Anmerkungen	Best.-Nr.
Pumpe	Automatischer Probengeber	Edelstahl	0,17	380	S	S	Vormontiert auf A und B	01090-87306
Manueller Injektor	Säule	ST	0,17	180	S	S	Vormontiert auf A	G1313-87305
Heizer	Säule	ST	0,17	90	S	S		G1316-87300
Säule	Detektor	ST	0,17	380	S	S	Vormontiert auf A; Wärmedämmung	G1315-87311
VWD	Abfall	PK	0,25	500			Fingerfeste Fittings nicht enthalten (0100-1516, 2 St.)	5062-8535
Detektor	Abfall	PTFE	0,8	5000			Fingerfeste Fittings nicht enthalten (0100-1516, 2 St.)	5062-2462

Material

Legende	Beschreibung
Edelstahl	Edelstahl
S	Swagelok, 1,6 mm Anschluss-ID
PK	PEEK
PTFE	PTFE



Edelstahl-Fittings (S),
5062-2418



PEEK-Fitting (SPF), fingerfest,
0100-1516



Bei den abgebildeten Bauteilen handelt es sich um Kapillar-Fittings.
Umfassende Informationen über Fittings finden Sie auf Seite 40.