

Kohlenwasserstoff-/Feuchtigkeitsfilter

- Ersetzen die meisten gemischten Gasreinigungsfiler von GC-Herstellern
- Halterung

Kohlenwasserstoff-/Feuchtigkeitsfilter (HMT Serie)

Beschreibung	Größe (ccm)	1/8" Best.-Nr.	1/4" Best.-Nr.
Kohlenwasserstoff-/Feuchtigkeitsfilter	200	HMT200-2	HMT200-4
Befestigungsklemmen			
Befestigungsklemme		MC-1	MC-1



Kohlenwasserstoff-/Feuchtigkeitsfilter

Kombinierte Filter für chemische Ionisations-MS

Beschreibung	Fitting (Zoll)	Best.-Nr.
Chemische Ionisierung für MS*	1/8	G1999-80410

*Nur für Isobutan- oder Methan-Applikationen.

Universal-/externe Filter für den Splitauslass

- Schützt Ihr Labor vor Verunreinigungen, die durch Split-Injektionssysteme verursacht werden
- Verhindert Umweltverschmutzung durch Abfangen und Beseitigung einer großen Palette von Schadstoffen
- Leicht zu wechseln
- Drei Packungen Ersatzkartuschen im Lieferumfang



Filter für die Splitentlüftung und Kartuschen, RDT-1020

Universal-/externe Filter für den Splitauslass

Beschreibung	Best.-Nr.
Universal-/externes Splitauslass-Filter mit 3 Kartuschen, 1/8"-Swagelok-Fitting	RDT-1020
Ersatzkartuschen, 3 St.	RDT-1023

TIPP

Denken Sie daran, die Kartusche für den Splitauslass alle sechs Monate auszutauschen.

