

## Sauerstofffilter

- Reduziert Sauerstoff auf unter 1 µg/L
- Umweltverträglich

Dieser Filter entfernt den Sauerstoff und wandelt ihn nicht in eine andere Form von Verunreinigung um.



Preisgünstiger Sauerstofffilter ohne Indikator

Beschreibung	Größe (ccm)	1/8" Best.-Nr.	1/4" Best.-Nr.
<b>Preisgünstige Sauerstofffilter ohne Indikator (OT1 Serie)</b>			
Sauerstofffilter	70	OT1-2	OT1-4
<b>Filterbefestigungsklemmen</b>			
Befestigungsklemme für OT1-Filter		MC-1	MC-1

## Kohlenwasserstofffilter

### Kohlenwasserstofffilter



Kohlenwasserstofffilter, HT200-2

Beschreibung	Größe (ccm)	1/8" Best.-Nr.	1/4" Best.-Nr.
Kohlenwasserstofffilter	200	HT200-2	HT200-4
Kohlenwasserstofffilter beim Kapillarbetrieb	100	HT3-2	HT3-4
<b>Befestigungsklemmen</b>			
Befestigungsklemme für die Serie HT200		MC-1	MC-1