

Salzsäure 4 mol/l (4N)

Salzsäure 4 mol/l (4N)

HCl - Maßlösungen

HCl

M = 36,46 g/mol
CAS 7647-01-0
EINECS 231-595-7
Index Nr. 017-002-01-X

Dichte 1,065 kg/l
Aggregatzustand: flüssig

UN1789
Klasse/PG 8/II
ADR 8/II - IMDG 8/II - IATA 8/II
Lagerung RT

Achtung



H319 H335 H315

182552 Salzsäure 4 mol/l (4N) Maßlösung

Spezifikation

Titer (20 °C) 1,000 ± 0,001

Bestell-Nr.	Menge
182552.1211	1000 ml
182552.1214	5 l

Salzsäure 3 mol/l (3N)

HCl - Maßlösungen

HCl

M = 36,46 g/mol
CAS 7647-01-0
EINECS 231-595-7
HS 28061000
Index Nr. 017-002-01-X

Dichte 1,046 kg/l
Aggregatzustand: flüssig

UN1789
Klasse/PG 8/II
ADR 8/II - IMDG 8/II - IATA 8/II
WGK 1
Lagerung RT

Achtung



H319 H335 H315

182057 Salzsäure 3 mol/l (3N) Maßlösung

für die Analyse von Rohfett

Unsicherheit s. Zertifikat
Rückführbar NIST

Spezifikation

Titer (20 °C) 0,999-1,001

Bestell-Nr.	Menge
182057.1211	1000 ml
182057.1214	5 l
182057.1315	10 l

Salzsäure 2 mol/l (2N)

HCl - Maßlösungen

HCl

M = 36,46 g/mol
CAS 7647-01-0
EINECS 231-595-7
HS 28061000

Dichte 1,035 kg/l
Aggregatzustand: flüssig

UN1789
Klasse/PG 8/III
ADR 8/III - IMDG 8/III - IATA 8/III
WGK nwg
Lagerung RT

182108 Salzsäure 2 mol/l (2N) Maßlösung

Indikator: Methylrot

Spezifikation

Titer (20 °C) 0,999-1,001
Unsicherheit s. Zertifikat
Rückführbar NIST

Bestell-Nr.	Menge
182108.1211	1000 ml
182108.1214	5 l
182108.1315	10 l
182108.0716	25 l

Salzsäure 1 mol (36,461g HCl) für 1 l Maßlösung 1 N

CAS 7647-01-0
EINECS 231-595-7
HS 28061000
Index Nr. 017-002-01-X

Aggregatzustand: flüssig
Plastik- oder Glasampullen mit klarer, farbloser Flüssigkeit

UN1789
Klasse/PG 8/II
ADR 8/II - IMDG 8/II - IATA 8/II
WGK nwg
Lagerung RT

Gefahr



H314 H335

303112 Salzsäure 1 mol (36,461g HCl) für 1 l Maßlösung 1 N

Spezifikation

Titer (20 °C) 0,998-1,002
Unsicherheit s. Zertifikat
Rückführbar NIST

Bestell-Nr.	Menge
303112.1920	1 Flasche

Salzsäure 1 mol/l

HCl - Maßlösungen

HCl

M = 36,46 g/mol
CAS 7647-01-0
EINECS 231-595-7
HS 38220000
Index Nr. 017-002-00-2

Aggregatzustand: flüssig

UN1789
Klasse/PG 8/III
ADR 8/III - IMDG 8/III - IATA 8/III
WGK nwg
Lagerung RT

Achtung



H290

181021 Salzsäure 1 mol/l (1N) Maßlösung

Indikator: Methylrot

Spezifikation

Titer (20 °C) 0,999-1,001
Unsicherheit s. Zertifikat
Rückführbar NIST

Bestell-Nr.	Menge
181021.1211	1000 ml
181021.1212	2,5 l
181021.1214	5 l
181021.0715	10 l
181021.1315	10 l
181021.0716	25 l