

A6578 Salzsäure (1 M) für die Molekularbiologie

Spezifikation	Phosphat max. 0,00005 %	Fe max. 0,00002 %
DNasen/RNasen/	Sulfat max. 0,0001 %	Na max. 0,00005 %
Proteasen nicht nachweisbar	Al max. 0,000005 %	Ni max. 0,000002 %
Gehalt (titr.) 1 mol/L	As max. 0,000001 %	Pb max. 0,000002 %
Bromid max. 0,005 %	Ca max. 0,00005 %	Zn max. 0,000005 %

Bestell-Nr.	Menge
A6578,0500	500 ml
A6578,1000	1 L

Salzsäure 1 mol/l (1N)*Chlorwasserstoffsäure*

HCl	Dichte 1,011 kg/l	UN1789
M = 36,46 g/mol	Aggregatzustand: flüssig	Klasse/PG 8/III
CAS 7647-01-0		ADR 8/III · IMDG 8/III · IATA 8/III
EINECS 231-595-7		WGK nwg
HS 28061000		Lagerung RT

186985 Salzsäure 1 mol/l (1N) (Reag. Ph. Eur.) Maßlösung

Spezifikation	Unsicherheit s. Zertifikat
Titer (20 °C) 0,999-1,001	Rückführbar NIST

Bestell-Nr.	Menge
186985.1211	1000 ml

Salzsäure 0,5 mol/l (0,5N)*HCl - Maßlösungen*

HCl	Dichte 1,007 kg/l	UN1789
M = 36,46 g/mol	Aggregatzustand: flüssig	Klasse/PG 8/III
CAS 7647-01-0		ADR 8/III · IMDG 8/III · IATA 8/III
EINECS 231-595-7		WGK nwg
HS 28061000		Lagerung RT

181022 Salzsäure 0,5 mol/l (0,5N) Maßlösung

Indikator: Methylrot	Unsicherheit s. Zertifikat
Spezifikation	Rückführbar NIST
Titer (20 °C) 0,999-1,001	

Bestell-Nr.	Menge
181022.1211	1000 ml
181022.1214	5 l
181022.1315	10 l

Salzsäure 0,310 mol/l (1,128 % w/v)*HCl - Maßlösungen*

HCl	Dichte 1,005 kg/l	UN1789
M = 36,46 g/mol	Aggregatzustand: flüssig	Klasse/PG 8/III
CAS 7647-01-0		ADR 8/III · IMDG 8/III · IATA 8/III
EINECS 231-595-7		WGK nwg
HS 28061000		Lagerung RT

185423 Salzsäure 0,310 mol/l (1,128 %) (w/v) Maßlösung

Indikator: Methylrot zur Bestimmung von Stärke in Futter, nach Ewers.	Unsicherheit s. Zertifikat
Spezifikation	Rückführbar NIST
Titer (20 °C) 0,995-1,005	

Bestell-Nr.	Menge
185423.1211	1000 ml
185423.1214	5 l

Salzsäure 0,25 mol/l (0,25N)*HCl - Maßlösungen*

HCl	Dichte 1,004 kg/l	UN1789
M = 36,46 g/mol	Aggregatzustand: flüssig	Klasse/PG 8/III
CAS 7647-01-0		ADR 8/III · IMDG 8/III · IATA 8/III
EINECS 231-595-7		WGK nwg
HS 28061000		Lagerung RT

182318 Salzsäure 0,25 mol/l (0,25N) Maßlösung

Indikator: Methylrot	Unsicherheit s. Zertifikat
Spezifikation	Rückführbar NIST
Titer (20 °C) 0,999-1,001	

Bestell-Nr.	Menge
182318.1211	1000 ml
182318.1315	10 l

Salzsäure 0,1 mol (3,646 g HCl) für 1 l Maßlösung 0,1 N

CAS 7647-01-0	Aggregatzustand: flüssig	UN1789
EINECS 231-595-7	Plastik- oder Glasampullen mit klarer, farbloser Flüssigkeit	Klasse/PG 8/III
HS 28061000		ADR 8/III · IMDG 8/III · IATA 8/III
		WGK nwg
		Lagerung RT

303110 Salzsäure 0,1 mol (3,646g HCl) für 1 l Maßlösung 0,1 N

Spezifikation	Unsicherheit s. Zertifikat
Titer (20 °C) 0,998-1,002	Rückführbar NIST

Bestell-Nr.	Menge
303110.1920	1 Flasche