

Schwefelsäure 1 mol/l (2N)

H₂SO₄
M = 98,08 g/mol
CAS 7664-93-9
EINECS 231-639-5
HS 28070000
Index Nr. 016-020-00-8

Dichte 1,06 kg/l
Aggregatzustand: flüssig

UN2796
Klasse/PG 8/II
ADR 8/II - IMDG 8/II - IATA 8/II
WGK 1
Lagerung RT

Achtung



H319 H315

182105 Schwefelsäure 1 mol/l (2N) Maßlösung

Indikator: Methylrot

Spezifikation

Titer (20 °C) 0,999-1,001
Unsicherheit s. Zertifikat
Rückführbar NIST

Bestell-Nr.	Menge
182105.1208	100 ml
182105.1211	1000 ml
182105.1214	5 l
182105.0716	25 l

Schwefelsäure 0,5 mol/l (1N)

H₂SO₄
M = 98,08 g/mol
CAS 7664-93-9
EINECS 231-639-5
HS 28070000

Dichte 1,030 kg/l
Aggregatzustand: flüssig

UN2796
Klasse/PG 8/II
ADR 8/II - IMDG 8/II - IATA 8/II
WGK 1
Lagerung RT

181059 Schwefelsäure 0,5 mol/l (1N) Maßlösung

Indikator: Methylrot

Spezifikation

Titer (20 °C) 0,999-1,001
Unsicherheit s. Zertifikat
Rückführbar NIST

Bestell-Nr.	Menge
181059.1211	1000 ml
181059.1212	2,5 l
181059.1214	5 l
181059.0715	10 l
181059.1315	10 l
181059.0716	25 l

Schwefelsäure 0,25 mol/l (0,5N)

H₂SO₄
M = 98,08 g/mol
CAS 7664-93-9
EINECS 231-639-5
HS 28070000

Dichte 1,016 kg/l
Aggregatzustand: flüssig

UN2796
Klasse/PG 8/II
ADR 8/II - IMDG 8/II - IATA 8/II
WGK nwg
Lagerung RT

181060 Schwefelsäure 0,25 mol/l (0,5N) Maßlösung

Indikator: Methylrot

Unsicherheit s. Zertifikat
Rückführbar NIST

Spezifikation

Titer (20 °C) 0,999-1,001

Bestell-Nr.	Menge
181060.1211	1000 ml
181060.1212	2,5 l
181060.1315	10 l

Schwefelsäure 0,13 mol/l (0,26N)

H₂SO₄
M = 98,08 g/mol
CAS 7664-93-9
EINECS 231-639-5
HS 28070000

Dichte 1,011 kg/l
Aggregatzustand: flüssig

UN2796
Klasse/PG 8/II
ADR 8/II - IMDG 8/II - IATA 8/II
WGK nwg
Lagerung RT

176191 Schwefelsäure 0,13 mol/l (0,26N)

zur Bestimmung von Rohfaser gemäss ISO
6865:2000

Spezifikation

Konzentration 0,13 ± 0,005 mol/l

Bestell-Nr.	Menge
176191.1211	1000 ml
176191.1214	5 l

Schwefelsäure 0,1275 mol/l (0,255N)

H₂SO₄
M = 98,08 g/mol
CAS 7664-93-9
EINECS 231-639-5
HS 28070000

Dichte 1,011 kg/l
Aggregatzustand: flüssig

UN2796
Klasse/PG 8/II
ADR 8/II - IMDG 8/II - IATA 8/II
WGK nwg
Lagerung RT

183335 Schwefelsäure 0,1275 mol/l (0,255N) Maßlösung

zur Bestimmung von Rohfaser, gemäss Ween-
de, Indikator: Methyl

Unsicherheit s. Zertifikat
Rückführbar NIST

Spezifikation

Titer (20 °C) 0,999-1,001

Bestell-Nr.	Menge
183335.1214	5 l
183335.1315	10 l

Schwefelsäure 0,1 mol/l (0,2N)

H₂SO₄
M = 98,08 g/mol
CAS 7664-93-9
EINECS 231-639-5
HS 28070000

Dichte 1,005 kg/l
Aggregatzustand: flüssig

UN2796
Klasse/PG 8/II
ADR 8/II - IMDG 8/II - IATA 8/II
WGK nwg
Lagerung RT

182011 Schwefelsäure 0,1 mol/l (0,2N) Maßlösung

Indikator: Methylrot

Unsicherheit s. Zertifikat
Rückführbar NIST

Spezifikation

Titer (20 °C) 0,999-1,001

Bestell-Nr.	Menge
182011.1211	1000 ml