

Natronlauge 0,01 mol/l (0,01N)

Natriumhydroxid - Lösung

HS 38220000
Index Nr. 011-002-00-6

Aggregatzustand: flüssig

UN1824
Klasse/PG 8/III
ADR 8/III - IMDG 8/III - IATA 8/III
Lagerung RT

Achtung



H290

181845 Natronlauge 0,01 mol/l (0,01N) Maßlösung

Spezifikation

Faktorgrenzen 0,998-1,002

Bestell-Nr.	Menge
181845.1211	1 L

621845 Natronlauge 0,01 mol/l VINIKIT für die Weinanalyse

zur Bestimmung von schwefeligen Gasen
(SO₂) in Wein nach Paul.

Spezifikation

Titer (20 °C) 1,000 ± 0,001

Bestell-Nr.	Menge
621845.1210	500 ml

Natronlauge N/4,9

Natriumhydroxid - Lösung

NaOH

M = 40,00 g/mol
CAS 1310-73-2
EINECS 215-185-5
HS 28151200
Index Nr. 011-002-00-6

Dichte 1,007 kg/l
Aggregatzustand: flüssig
Absorbiert CO₂ aus der Luft.

UN1824
Klasse/PG 8/III
ADR 8/III - IMDG 8/III - IATA 8/III
WGK nwg
Lagerung RT

Achtung



H319 H315

624782 Natronlauge N/4,9 VINIKIT für die Weinanalyse

alkalimetrische Flüssigkeit zur Bestimmung der
Gesamtsäure in Wein und Most
Indikator: Bromphenolblau

Spezifikation

Titer (20 °C) 1,000 ± 0,001

Bestell-Nr.	Menge
624782.1210	500 ml
624782.1211	1000 ml

Natronlauge N/49

Natriumhydroxid - Lösung

NaOH

M = 40,00 g/mol
CAS 1310-73-2
EINECS 215-185-5
HS 28151200

Dichte 1,001 kg/l
Aggregatzustand: flüssig
Absorbiert CO₂ aus der Luft.

UN1824
Klasse/PG 8/III
ADR 8/III - IMDG 8/III - IATA 8/III
WGK nwg
Lagerung RT

624785 Natronlauge N/49 VINIKIT für die Weinanalyse

zur Bestimmung von flüchtigen Säuren in
Wein.

Spezifikation

Titer (20 °C) 1,000 ± 0,001

Bestell-Nr.	Menge
624785.1210	500 ml
624785.1211	1000 ml

Natronlauge - Maßlösung 0,1 mol/l (0,1N) in Ethanol

Natriumhydroxid - Lösung

NaOH

M = 40,00 g/mol
CAS 1310-73-2
HS 38220000

Dichte 0,852 kg/l
Aggregatzustand: flüssig
Absorbiert CO₂ aus der Luft.

UN2924
Klasse/PG 3(8)/II
ADR 3(8)/II - IMDG 3(8)/II - IATA 3(8)/II
WGK nwg
Lagerung RT

Gefahr



H225

182284 Natronlauge 0,1 mol/l (0,1N) in Ethanol Maßlösung

Indikator: Phenolphthalein

Spezifikation

Titer (20 °C) 0,999-1,001

Unsicherheit s. Zertifikat
Rückführbar NIST

Bestell-Nr.	Menge
182284.1611	1000 ml

Natural Black 1 siehe Hämatoxylin - Monohydrat (C.I. 75290)

Naturalrot 28 siehe Orcein

NBT

Nitroblautetrazoliumchlorid, Nitro-BT

C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
M = 817,65 g/mol
CAS 298-83-9
EINECS 206-067-4
HS 29339980

Aggregatzustand: fest

Lagerung 2-8 °C
Lagerung lichtgeschützt

A1243 NBT BioChemica

Spezifikation

Gehalt (photometr.) min. 99 %
Löslichkeit (1 %; heißes MeOH) klar, gelb
Sulfatasche max. 0,05 %
Wasser (K.F.) max. 3 %

Bestell-Nr.	Menge
A1243.0500	500 mg
A1243.0001	1 g
A1243.0005	5 g