

## Artikelspezifikation

<i>Artikelbezeichnung</i> <b>Wasserstoffperoxid 30% reinst</b>			
<i>ArtikelNr</i> TLO20034.			<i>Druckdatum</i> <b>16.05.2025</b>
<i>CAS</i>	<i>Molekulargewicht</i>	<i>Dichte</i>	

Parameter	Spezifikation	Idealwert	Prüfmethode
<b>Gehalt</b>	29 % - 31 %		messend
<b>Dichte</b>	1,107 g/cm <sup>3</sup> - 1,12 g/cm <sup>3</sup>		messend
<b>Nichtflüchtige Anteile</b>	<0,2%	entspricht	attributiv
<b>Sauer reag. Substanzen</b>	entspricht	entspricht	attributiv

**Für Laborzwecke**

Bemerkungen: Stabilisiert mit Phosphat.

Dieser Vordruck wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

16.05.2025

\_\_\_\_\_  
Datum

Frau Rösing

\_\_\_\_\_  
Mitarbeiter/-in