

### Labor Arbeitstische 4


Ohne Grundbord,  
 2 Schubladenblocks à 3 Schubladen links und rechts  
 Höhe 900: 2 Schubladen GN 1/1-100  
                   1 Schublade GN 1/1-200  
 Höhe 750: 3 Schubladen GN 1/1-100  
 Arbeitsplatten sind schalldämmend mit Holz unterfüttert.



11532

### Laboratory worktable 4

Without groundplate,  
 2 drawerblock with 3 drawers left and right  
 Height 900: 2 drawers GN 1/1-100  
                   1 drawer GN 1/1-200  
 Height 750: 3 drawers GN 1/1-100  
 Worktops are provided with a wooden lining underneath for noise insulation.



Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	2000	750	750	11532
18/10-Stahl	2500	750	750	11533
18/10-Stahl	3000	750	750	11534
18/10-Stahl	2000	750	900	11332
18/10-Stahl	2500	750	900	11333
18/10-Stahl	3000	750	900	11334

11602




### Labor Arbeitstische 5

Mit Schiebetüren, 2 Schubladenblocks à 3 Schubladen links und rechts  
 Höhe 900: 2 Schubladen GN 1/1-100  
                   1 Schublade GN 1/1-200  
 Höhe 750: 3 Schubladen GN 1/1-100  
 Arbeitsplatten sind schalldämmend mit Holz unterfüttert.

### Laboratory worktable 5

With sliding door, 2 drawerblocks with 3 drawers left and right  
 Height 900: 2 drawers GN 1/1-100  
                   1 drawer GN 1/1-200  
 Height 750: 3 drawers GN 1/1-100  
 Worktops are provided with a wooden lining underneath for noise insulation.



Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	2100	750	750	11602
18/10-Stahl	2500	750	750	11603
18/10-Stahl	3000	750	750	11604
18/10-Stahl	2100	750	900	11402
18/10-Stahl	2500	750	900	11403
18/10-Stahl	3000	750	900	11404