

LÖFFEL



ART. NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE	HERSTELLER	MENGE	EINHEIT
B03180	Doppelspatel Löffelform 18/8-Stahl, 2 x löffelförmig gebogen, 5mm Breite	130mm	Bochem	1	Stück
B03471	Chemikalien Spatellöffel, antimagnetisch, 18/8-Stahl poliert	150mm	Bochem	1	Stück
B03473	Chemikalien Spatellöffel, antimagnetisch, 18/8-Stahl poliert	210mm	Bochem	1	Stück
SE00006S	Glaslöffel Sonderanfertigung, Tellerdurchmesser 15mm	160mm	Dinkelberg analytics	1	Stück
FG5450	Butterprüflöffel aus Plexiglas	100mm	Funke Gerber	1	Stück

BOHRER

Bohrer zur Probennahme in Käse oder Butter.



ART. NR.	BESCHREIBUNG	SCHAUFEL-LÄNGE	SCHAUFEL-BREITE	GRIFF	MENGE	EINHEIT
FG3120	Käsebohrer aus Chromickelstahl	125mm	13,5mm	Kunststoff	1	Stück
FG3121	Käsebohrer aus Chromickelstahl	140mm	19mm	Kunststoff	1	Stück
FG3122	Käsebohrer aus Chromickelstahl	150mm	21,5mm	Kunststoff	1	Stück
FG3130	Butterbohrer aus Chromickelstahl	225mm	23mm	Metall	1	Stück
FG3131	Butterbohrer aus Chromickelstahl	320mm	22mm	Metall	1	Stück