

Laborscheren Laboratory scissors

| Material | A | a | Typ | Artikel Nr. |
|----------|-----|----|-----|-------------|
| Rostfrei | 100 | 30 | 2 | 4000 |
| Rostfrei | 115 | 45 | 2 | 4001 |
| Rostfrei | 130 | 50 | 2 | 4002 |
| Rostfrei | 145 | 60 | 2 | 4003 |
| Rostfrei | 150 | 60 | 2 | 4004 |
| Rostfrei | 165 | 70 | 2 | 4005 |
| Rostfrei | 180 | 80 | 2 | 4006 |



4000



4150



4151



4154

Universalscheren

Mit Kunststoffgriff,
bis max 145 °C temperaturbeständig

Universal scissors

With plastic handle,
up to max 145 °C temperature resistant



| Material | A | a | Typ | Artikel Nr. |
|----------|-----|----|-----|-------------|
| Rostfrei | 200 | 70 | 3 | 4150 |
| Rostfrei | 180 | 60 | 2 | 4151 |
| Rostfrei | 210 | 70 | 3 | 4154 |



4100



4103



4106

Verbandscheren Dressing scissors

| Material | A | a | Typ | Artikel Nr. |
|----------------|-----|----|-----|-------------|
| Rostfrei | 130 | 40 | 2 | 4100 |
| Rostfrei | 145 | 45 | 2 | 4101 |
| Rostfrei | 160 | 55 | 2 | 4102 |
| Rostfrei | 130 | 40 | 3 | 4103 |
| Rostfrei | 145 | 45 | 3 | 4104 |
| Rostfrei | 160 | 55 | 3 | 4105 |
| Rostfrei | 130 | 40 | 1 | 4106 |
| Rostfrei | 145 | 45 | 1 | 4107 |
| Rostfrei | 160 | 55 | 1 | 4108 |
| Titan | 145 | 45 | 3 | 4910 |
| Carbon coating | 145 | 45 | 2 | 4400 |



4910



4400