



**Stativplatten,  
-füße  
Stand bases,  
feet**



5000



**Verstellbarer Fuß  
Adjustable foot**



**Stativplatten 18/10-Stahl, DIN 12892**

- Gewinde M10
- Breitere schwere Stellfüße für noch mehr Stabilität
- 1 Fuß verstellbar
- Mit rutschfestem Gummibelag

**Stand bases 18/10 stainless steel, DIN 12892**

- Thread M10
- Expanded, flat and heavy feet for even more stability
- 1 adjustable foot
- With antislip rubber protection

Material	A	B	C	Kg	Artikel Nr.
18/10-Stahl	210	130	3	1,6	5000
18/10-Stahl	250	160	3	1,9	5001
18/10-Stahl	300	150	3	2,0	5002
18/10-Stahl	315	200	3	2,4	5003



**Stativplatten Stahl lackiert, DIN 12892**

- Gewinde M10
- 1 Fuß verstellbar


**Stand bases, steel varnished, DIN 12892**

- Thread M10
- 1 adjustable foot

Material	A	B	C	Kg	Artikel Nr.
Stahl	180	100	6	0,8	5030
Stahl	210	130	6	1,3	5031
Stahl	250	160	6	2,0	5032
Stahl	300	150	6	2,2	5033
Stahl	315	200	6	3,0	5034
Stahl	210	130	8	1,8	5035
Stahl	250	160	8	2,6	5036
Stahl	315	200	8	4,0	5037
Stahl	315	200	10	5,0	5038



5030



5250



**Stativdreifuß, Guss lackiert**

Gewinde M10

**Tripod, cast iron varnished**

Thread M10

Material	A	Kg	Artikel Nr.
Guss	105	1,2	5250
Guss	145	2,0	5251