


Stativfuß für Stativstangen

Fuß Ø 80 mm, Stangen Ø 12 mm

Foot for rods

Foot Ø 80 mm, Rods Ø 12 mm




5060

Material	D	d	Artikel Nr.
T-Guss	12	80	5060



5260




Tischklemme für Stativstangen

Für Tischplatten mit einer Stärke von max. 55 mm

Table clamp for rods

For table tops with a thickness of max. 55 mm

Material	D	Artikel Nr.
T-Guss	12/13	5260



Artikel
5014
5015
5044



Buchse in 2 Materialien:
18/10-Stahl + T-Guss

Socket in 2 materials:
18/10-steel + cast iron

Buchsen für Stativstangen ohne Gewinde

Sockets for rods without thread

Material	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	12	5014
18/10-Stahl	13	5015
T-Guss	12/13	5044



5014