



5566




5562



5565

### Stativklemme 3 Finger, Aluminium Retort clamp 3 prongs, aluminium


Material	A	D	d	Artikel Nr.
Alu/PVC	140	8	0-70	5562
Alu/Kork	140	8	0-100	5565
Alu/PVC	130	10	0-125	5566



PVC = Polyvinylchlorid/polyvinyl chloride, -20/+80 °C



B08256108



### Stativklemme 3 Finger, Laboral/PVC Spannweite d durch 2 Stellschrauben unabhängig voneinander regelbar.

### Retort clamp 3 prongs, laboral/PVC

Span width d independently adjustable by 2 regulating screws.

Material	A	D	d	Artikel Nr.
Laboral/PVC	140	12	12-100	B08256108

PVC = Polyvinylchlorid/polyvinyl chloride, -20/+80 °C

### 3 Finger Klemme mit Schaft

Aluminium verchromt, Finger PVC beschichtet  
Spannweite d durch 2 Stellschrauben unabhängig voneinander regelbar.

### 3 finger clamp with shaft



Aluminium chromium plated, finger PVC coated  
Span width d independently adjustable by 2 regulating screws

Material	A	D	d	Artikel Nr.
Alu verchromt	150	10	0-35	5626
Alu verchromt	150	10	0-60	5627

PVC = Polyvinylchlorid/polyvinyl chloride, -20/+80 °C



5626



5700

5701

5702

### 3-Finger-Klemme NEW!

Spannweite d durch 2 Schrauben unabhängig voneinander regelbar, bietet eine große Spannweite. Finger mit rutschfestem Vinylüberzug versehen.

### 3-Prong Dual Adjust Clamps

Span width d independently adjustable by 2 regulating screws, offers a wide range of motion. Prongs supplied with non-slip vinyl sleeves.

Material	A	D	d	Artikel Nr.
18/10 Stahl	102	10	0-48	5700
18/10 Stahl	127	13	0-69	5701
18/10 Stahl	127	13	0-102	5702

PVC = Polyvinylchlorid/polyvinyl chloride, -20/+80 °C