

Accessories



IsoTherm-System®

- > IsoTherm-System: IsoRack (Arbeitsrack), IsoSafe (Isolierbox) und zwei IsoPacks (Kühlakkus)
- > Ideal zum Kühlen, Transportieren und Lagern von gefrorenen Proben
- > Das Prinzip der Trockeninkubation reduziert das bei klassischen Wasserbad-Inkubationen häufig auftretende Kontaminationsrisiko für sicheres Sample Handling
- > Fasst bis zu 24 Reaktionsgefäße (z. B. 0,5 mL oder 1,5 mL/2,0 mL) für hohe Flexibilität
- > Zwei Versionen von IsoPack (Kühlakku) sind verfügbar: Weiß hält 0 °C bis zu 6 Stunden lang. Blau hält -21 °C bis zu 3 Stunden lang
- > Die Racks sind stapelbar, autoklavierbar und im MTP-Rotor zentrifugierbar



PCR-Cooler

- > Handling-System für die Erstellung, den Schutz, den Transport und die Lagerung von empfindlichen Proben – für sichere Zentrifugation
- > Eindeutige Temperaturanzeige: die Färbung des PCR cooler ändert sich, wenn die Temperatur 7 °C übersteigt
- > Für PCR-Behältnisse wie Gefäße, Streifen oder Platten für flexible Gefäßnutzung
- > Das Prinzip der Trockeninkubation reduziert das Kontaminationsrisiko für die Proben
- > Kühlt eine komplette 96-well PCR-Platte mehr als eine Stunde lang bei 0 °C (mit 2 Std. Vorkühlung bei -20 °C) zum Schutz Ihrer Proben

Farbumschlag

Der Eppendorf PCR-Cooler ändert temperaturabhängig seine Färbung (bis zu 1 h bei 0 °C nach Vorkühlung bei -20 °C)

unter 7 °C

über 7 °C



Bestellinformationen

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | Preis |
|---|--------------|----------|
| IsoTherm-System®-Starter-Set , enthält IsoSafe, IsoRack, IsoPack 0 °C und IsoPack -21 °C | | |
| für 0,5-mL-Gefäße | 3880 000.011 | 144,00 € |
| für 1,5-/2,0-mL-Gefäße | 3880 001.018 | 144,00 € |
| IsoPack- und IsoRack-Set , enthält je ein IsoPack und IsoRack | | |
| für 0,5-mL-Gefäße, 0 °C | 3880 000.160 | 47,40 € |
| für 0,5-mL-Gefäße, -21 °C | 3880 000.178 | 47,40 € |
| für 1,5/2,0-mL-Gefäße, 0 °C | 3880 001.166 | 47,40 € |
| für 1,5-/2,0-mL-Gefäße, -21 °C | 3880 001.174 | 47,40 € |
| IsoSafe und IsoPack , enthält 1 IsoSafe und 3 IsoPack | | |
| für 1,5/2,0-mL-Gefäße, 0 °C | 3880 001.026 | 158,00 € |
| für 1,5-/2,0-mL-Gefäße, -21 °C | 3880 001.042 | 158,00 € |

Bestellinformationen

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | Preis |
|---|--------------|---------|
| PCR-Cooler 0,2-mL-Starter-Set , (1 × rosa, 1 × blau) | 3881 000.015 | 95,10 € |
| PCR-Cooler 0,2 mL, rosa | 3881 000.023 | 51,90 € |
| PCR-Cooler 0,2 mL, blau | 3881 000.031 | 51,90 € |