




Rotoren für Concentrator plus

Bestellinformationen					
	Bezeichnung	Max. Gefäßabmessungen Ø x L	Probenkapazität	Bestell-Nr.	Preis
	Rotor F-45-72-8	8 x 31 mm ¹⁾	72 x 0,5 mL	5490 034.007	347,00 €
	Rotor F-45-70-11	11 x 41/47 mm	70 x 1,5 mL, 70 x 2,0 mL	5490 032.004	347,00 €
	Rotor F-45-48-11	11 x 41/47 mm ¹⁾	48 x 1,5 mL/2,0 mL	5490 030.001	347,00 €
	Rotor F-40-36-12	12 x 32 mm	36 x 1,5 mL	5490 040.007	438,00 €
	Rotor F-45-36-15	15 x 45 – 48 mm ²⁾	36 x 3,0/5,0 mL	5490 035.003	347,00 €
	Rotor F-45-16-20	20 x 42 – 55 mm ²⁾	16 x 6,5/10 mL	5490 043.006	438,00 €
	Rotor F-40-18-19	19 x 66 mm	18 x 10 mL	5490 037.006	438,00 €
	Rotor F-45-12-31	31 x 55 mm	12 x 20 mL	5490 044.002	438,00 €
	Rotor F-35-8-24	24 x 86 – 105 mm ²⁾	8 x 25 mL	5490 039.009	438,00 €
	Rotor F-45-24-12	12 x 67 – 100 mm ^{2) 3)}	24 x 5 – 7 mL	5490 036.000	347,00 €
	Rotor F-50-8-16	16 x 105 – 120 mm ²⁾	8 x 8 – 12 mL	5490 041.003	438,00 €
	Rotor F-50-8-18	18 x 105 – 128 mm ²⁾	8 x 10 – 18 mL	5490 042.000	438,00 €
	Rotor F-45-8-17	17 x 116 – 123 mm ²⁾	8 x konische 15-mL-Gefäße	5490 038.002	438,00 €
	Rotor F-35-6-30	17 x 116 – 123 mm oder 30 x 116 – 123 mm ²⁾	6 x konische 15-mL-Gefäße oder 6 x konische 50-mL-Gefäße	5490 047.001	438,00 €
	Rotor A-2-VC	128 x 86 x 27 mm	2 x MTP oder skirted PCR-Platten 2 x Deepwell-Platten (DWP) (max. Höhe = 27 mm)	5490 045.009	931,00 €

¹⁾ Der Rotor ist mit Distanzstück 5301 316.005 zur Verdoppelung der Kapazität stapelbar. ²⁾ Min./max. Gefäßlänge. ³⁾ Gefäßlänge = 75 mm: Kapazität für max. 24 Gefäße



Rotor F-45-48-11
> Rotor für 48 x 1,5/2,0-mL-Reaktionsgefäße
> Ein Distanzstück ermöglicht zusätzliches Stapeln (doppelte Kapazität)



Rotor F-35-6-30
> Rotor für 6 x konische 50-mL-Gefäße
> Fasst auch 6 x konische 15-mL-Gefäße



Rotor A-2-VC
> Zur Verwendung mit Mikrotest-, PCR- und Deepwell-Platten bis 27 mm Höhe
> Für PCR- und Mikrotestplatten ohne Rahmen ist eine Arbeitsplatte mit Rahmen erhältlich
> Rotor ist für 20 min. bei 121 °C autoklavierbar
> Geeignet für den CombiSlide-Adapter



Rotor F-45-8-17
> Rotor für 8 x konische 15-mL-Gefäße