

# Rotoren für die 58xx-Familie



## Rotor F-34-6-38

- > Hochgeschwindigkeitsrotor für molekularbiologische Anwendungen mit Gefäßen von 0,2 mL bis 85 mL
- > Max. Geschwindigkeit: 18.500 × g (12.000 rpm) in Centrifuge 5810 R oder 15.500 × g (11.000 rpm) in 5804/5804 R/5810<sup>1)</sup>
- > Geringes Rotorgewicht (3,2 kg) für einfache Handhabung
- > 34°-Bohrungswinkel reduziert Pellet-Schlieren an der Gefäßwand
- > Eloxiertes Aluminium für hohe Chemikalienbeständigkeit
- > Rotor, Deckel und Adapter sind autoklavierbar (121 °C, 20 min)

<sup>1)</sup> Rotoren F-34-6-38 und FA-45-6-30 halten 4 °C bei 11.000 rpm

<b>Adapter für Rotor F-34-6-38</b>					
<b>Gefäßvolumen</b>	1,5 – 2,0 mL	2,6 – 7 mL	2,6 – 7 mL	7 – 15 mL	Eppendorf Tubes® 5.0 mL
<b>Max. Gefäßdurchmesser</b>	11 mm	13 mm	13 mm	16 mm	17 mm
<b>Max. Gefäßhöhe zur Verwendung mit Kappe/Deckel</b>	110 mm	90 mm	110 mm	112 mm	104 mm
<b>Adapter</b>					
<b>Anzahl der Gefäße pro Adapter/Rotor</b>	4/24	3/18	3/18	2/12	1/6
<b>Bodenform</b>	rund	flach	flach	rund	konisch
<b>Zentrifugierradius</b>	113 mm	106 mm	114 mm	112 mm	105 mm
<b>Max. RZB bei 12.100 rpm (5810 R)</b>	18.200 × g	17.065 × g	18.353 × g	18.000 × g	16.824 × g
<b>Max. RZB bei 11.000 rpm (5804, 5804 R, 5810)</b>	15.300 × g	14.339 × g	15.422 × g	15.150 × g	14.150 × g
<b>Verpackung</b>	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stck.
<b>Bestell-Nr.</b>	5804 770.005	5804 738.004	5804 739.000	5804 771.001	5804 777.000
<b>Preis</b>	116,00 €	86,70 €	86,70 €	86,70 €	69,50 €

**i** Mehr Informationen unter [www.eppendorf.com/centrifugation](http://www.eppendorf.com/centrifugation)

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.  
Technische Änderungen vorbehalten.

## Bestellinformationen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Rotor F-34-6-38, für 6 × 85-mL-Gefäße, inkl. Rotordeckel	5804 727.002	1.640,00 €

15 mL konisch	15 – 18 mL	20 – 30 mL	50 mL	50 mL konisch	85 mL
17 mm	18 mm	26 mm	29 mm	31 mm	38 mm
123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	121 mm	121 mm
1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	-/6
konisch	rund	rund	rund	konisch	rund
107 mm	109 mm	110 mm	112 mm	108 mm	115 mm
17.200 × g	17.550 × g	17.700 × g	18.000 × g	17.400 × g	18.500 × g
14.450 × g	14.750 × g	14.900 × g	15.150 × g	14.600 × g	15.500 × g
Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück	Satz à 2 Stück
5804 776.003	5804 772.008	5804 773.004	5804 774.000	5804 775.007	-
74,30 €	86,70 €	70,20 €	70,20 €	74,30 €	-

Your local distributor: [www.eppendorf.com/contact](http://www.eppendorf.com/contact)  
Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH · Peter-Henlein-Str. 2 50389 · Wesseling-Berzdorf · Germany · Tel. +49 2232 418-0 · Fax +49 2232 418-155 ·  
[www.eppendorf.de](http://www.eppendorf.de) · [vertrieb@eppendorf.de](mailto:vertrieb@eppendorf.de) · Eppendorf Austria GmbH · 1210 Wien · Austria · Tel. +43 1 890 13 64-0 · Fax +43 1 890 13 64-20 · [www.eppendorf.at](http://www.eppendorf.at)