

Magnetrührer, IDL Heated Magnetic Stirrer

Magnetrührer mit Heizplatte

Mit hochresistenter, keramiküberzogener Heizplatte, für außergewöhnlich hohe Chemikalienbeständigkeit, insbesondere gegenüber Säuren und Laugen. Das robuste Aluminium-Druckgussgehäuse ist ideal für den täglichen Laboreinsatz konstruiert.

Hochbelastbar, elektronisch geregelter Motor auch für Langzeittests belastbar.

Technische Daten

Außenmaße (B × T × H):	205 × 260 × 110 mm
Maße der Rühr- u. Heizplatte:	190 × 190 mm (Edelstahl keramiküberzogen)
Rührmenge:	max. 10 Ltr.
Temperaturbereich:	5°C über RT bis 420°C
Heizleistung:	500 W
Drehzahlbereich:	60 bis 1500 min ⁻¹
Anschluss:	230 V, 50/60 Hz

Artikel	Best.-Nr.
Magnetrührer	51 00 01003

